

FICHA TÉCNICA

FRESAS C.A. XLARGO H141-206-023 TUN.CIRU												
MARCA: KOMET												
REFERENCIAS	97073											
FABRICANTE / RESPONSABLE	Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG. Trophagener Weg 25 32657 Lemgo - Germany Teléfono: +49 0 5261 701-0 export@kometdental.de www.kometdental.de											
CLASIFICACIÓN	Producto Sanitario Clase IIa, directiva 93/42 CEE.											
DESCRIPCIÓN	Es una fresa de carburo de tungsteno bola, y tallo extralargo, diseñada específicamente para el corte de hueso en cirugías dentales y maxilofaciales, ofreciendo un corte preciso y afilado en contra ángulo.											
ESPECIFICACIÓN	<u>-Forma:</u> Bola, ideal para cortes precisos y manejo en cirugías. <u>-Material:</u> Carburo de tungsteno, conocido por su alta dureza y resistencia al desgaste, apto para cortes de hueso. <u>-Modelo:</u> H141.206, parte de la línea H141 de KOMET Dental. <u>-Tallo:</u> Extralargo (XL) para facilitar el alcance y manejo en zonas profundas o de difícil acceso durante procedimientos quirúrgicos <u>-Compatibilidad:</u> Contra ángulo (CA) y piezas de mano según modelo, diseñado para instrumentos de precisión en clínica dental y cirugía maxilofacial.											
COMPOSICIÓN	Carburo de tungsteno.											
PRESENTACIÓN	5 unidades por caja.											
FRECUENCIA	La frecuencia o punto de referencia para la aplicación de los instrumentos rotatorios: Los siguientes valores sirven como referencia, que puede ser diferente de la verdadera vida de servicio de acuerdo a la aplicación y / o al material con el que se trabaja. Si el instrumento no muestra un desgaste obvio puede que algunas veces se use más de lo especificado. <table><tr><td>Instrumentos hechos de acero no protegido:</td><td>hasta 4x</td></tr><tr><td>Instrumentos de acero inoxidable:</td><td>hasta 4x</td></tr><tr><td>Instrumentos con irrigación interna:</td><td>hasta 4x</td></tr><tr><td>Instrumentos de carburo de tungsteno:</td><td>hasta 15x</td></tr><tr><td>Instrumentos diamantados:</td><td>hasta 25x</td></tr></table>		Instrumentos hechos de acero no protegido:	hasta 4x	Instrumentos de acero inoxidable:	hasta 4x	Instrumentos con irrigación interna:	hasta 4x	Instrumentos de carburo de tungsteno:	hasta 15x	Instrumentos diamantados:	hasta 25x
Instrumentos hechos de acero no protegido:	hasta 4x											
Instrumentos de acero inoxidable:	hasta 4x											
Instrumentos con irrigación interna:	hasta 4x											
Instrumentos de carburo de tungsteno:	hasta 15x											
Instrumentos diamantados:	hasta 25x											

FICHA TÉCNICA

	7. Limpieza, desinfección y esterilización Desinfectar los instrumentos con detergentes y desinfectantes apropiados para instrumentos rotatorios con anticorrosivo (p. ej. KDM Biodes-Ka-Forte). Las instrucciones de uso (tiempo de inmersión, concentración y propiedades) de detergentes y desinfectantes pueden leerse en las informaciones del fabricante de estos agentes. Enjuagar bien los detergentes y agentes de desinfección con agua y secar los instrumentos (p. ej. con chorro de aire). No almacenar el instrumento en estado húmedo. Durante la limpieza en el baño ultrasónico los instrumentos no deben tocarse unos con otros. Efectuar un control visual de los instrumentos limpiados. La preparación en el termodesinfector es posible, siempre que un agente apropiado para instrumentos rotatorios (por ejemplo Komet DCTherm, detergente ligeramente alcalino) sea utilizado. Efectuar una comprobación visual de los instrumentos limpios. Eliminar los instrumentos dañados o sin filo. No deben utilizarse instrumentos dañados o sin filo. La esterilización se hace en autoclave a una temperatura de 134° C. Observar las instrucciones del fabricante del aparato. Descartar los instrumentos corroídos. El operador de productos médicos es el responsable de ver que el tratamiento sea efectuado por el personal cualificado usando los materiales apropiados y el equipo correspondiente. Las instrucciones de trabajo para la preparación de instrumentos según DIN EN ISO 17664 pueden ser descargadas de nuestro sitio Web www.brasseler.de o pedidas al fabricante GEHR. BRASSLER.
FINALIDAD	Fresa de carburo de tungsteno indicado específicamente para osteotomías y otras aplicaciones quirúrgicas donde se requiere precisión y control. -Extracciones complicadas. -Osteotomías de hueso alveolar. -Remodelado óseo en implantología.
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	No requiere condiciones especiales de almacenamiento y transporte.

Ficha técnica emitida por el Departamento Técnico del Distribuidor, debido a falta de emisión por el propio Fabricante. El Distribuidor no se hace responsable de la inexactitud del contenido de esta Ficha Técnica, así como de aquellos daños que puedan ser ocasionados por el producto, legalmente imputables al Fabricante.