

FICHA TÉCNICA

INCUBADOR BIOLÓGICO D-INCUBADOR TEST PLUS D-DEVICES		
REFERENCIAS	91005	
FABRICANTE / RESPONSABLE	TECNO-GAZ S.p.A. Str. Cavalli n°4 – Sala Baganza – Parma – ITALIA. Tel. +39 0521 8380 - Fax +39 0521 833391 e-mail : info@tecnogaz.com http://www.tecnogaz.com	
DESCRIPCIÓN	La incubadora biológica es un producto desarrollado para la incubación de indicadores biológicos.	
COMPOSICIÓN	La incubadora está compuesta por un bastidor, una cubierta de ABS, una unidad de calentamiento en aluminio provista de 3 compartimientos para las probetas/los indicadores biológicos y una tarjeta electrónica para la gestión automática de la temperatura de la unidad de calentamiento. En la parte lateral se hallan el cable de conexión con el autoclave y el botón START de encendido, mientras que en la parte frontal del equipo se encuentra la luz testigo de advertencia.	
PRESENTACIÓN	1 unidad por envase.	
FINALIDAD	El incubador biológico es un producto desarrollado para la incubación de indicadores biológicos a 57 °C.	
INSTRUCCIONES DE USO	Ver instrucciones en el producto.	
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	El equipo no necesita mantenimiento especial, salvo la limpieza periódica de la unidad de calentamiento para evitar que se depositen sustancias en los compartimientos de los indicadores biológicos. • Si acaba de utilizar la máquina, espere a que se enfríe. • Utilice una esponja ligeramente humedecida con agua y jabón, secando con un paño seco y limpio. • No utilice limpiadores agresivos que podrían alterar irreversiblemente el aspecto de las partes de plástico de la máquina. • No utilice nebulizadores para rociar directamente la máquina, ya que podría dañarse el sistema eléctrico en su interior.	

TECHNICAL DATA SHEET

BIOLOGICAL INCUBATOR D-INCUBATOR TEST PLUS BRAND: D-DEVICES		
REFERENCES	91005	
MANUFACTURER	TECNO - GAZ S.p.A. Str. Cavalli n ° 4 - Baganza Room - Parma - ITALY. Tel. +39 0521 8380 - Fax +39 0521 833391 e-mail: info@tecnogaz.com http://www.tecnogaz.com	
DESCRIPTION	The biological incubator is a product developed for the incubation of biological indicators.	
COMPOSITION	The incubator consists of a frame, an ABS cover, an aluminum heating unit with 3 compartments for the test tubes / biological indicators and an electronic card for automatic temperature management of the heating unit. On the side there is the connection cable with the autoclave and the start button, while on the front of the equipment there is the warning light.	
PACKAGING	1 unit per container.	
INTENDED USE	The biological incubator is a product developed for the incubation of biological indicators at 57 ° C.	
INSTRUCTIONS FOR USE	See instructions on the product.	
HANDLING AND STORAGE CONDITIONS	The equipment does not require special maintenance, except for periodic cleaning of the heating unit to prevent substances from depositing in the compartments of the biological indicators. • If you have just used the machine, wait for it to cool down. • Use a sponge slightly dampened with soap and water, drying with a clean, dry cloth. • Do not use harsh cleaners that could irreversibly alter the appearance of the plastic parts of the machine. • Do not use foggers to directly spray the machine, as this could damage the electrical system inside.	

SCHEDA TECNICA

INCUBATORE BIOLOGICO D-INCUBATOR TEST PLUS D-DEVICES		
RERIFERIMENTI	91005	
PRODUTTORE	TECNO - GAZ S.p.A. Str. Cavalli n ° 4 - Baganza Room - Parma - ITALY. Tel. +39 0521 8380 - Fax +39 0521 833391 e-mail: info@tecnogaz.com http://www.tecnogaz.com	
DESCRIZIONE	L'incubatore biologico è un prodotto sviluppato per l'incubazione di indicatori biologici.	
COMPOSIZIONE	L'incubatore è composto da un telaio, una copertura in ABS, un'unità di riscaldamento in alluminio dotata di 3 scomparti per le provette/gli indicatori biologici e una scheda elettronica per la gestione automatica della temperatura dell'unità di riscaldamento. Sul lato si trovano il cavo di collegamento con l'autoclave e il pulsante START di accensione, mentre sulla parte frontale dell'apparecchiatura è presente la spia di segnalazione.	
CONFEZIONE	1 unità per confezione	
DESTINAZIONE D'USO	L'incubatore biologico è un prodotto sviluppato per l'incubazione di indicatori biologici a 57 °C.	
ISTRUZIONI PER L'USO	Vedere le istruzioni sul prodotto.	
STOCCAGGIO E TRASPORTO	L'apparecchiatura non richiede particolare manutenzione, salvo la pulizia periodica dell'unità di riscaldamento per evitare il deposito di sostanze negli scomparti per gli indicatori biologici. • Se la macchina è appena stata utilizzata, attendere che si raffreddi. • Utilizzare una spugna leggermente inumidita con acqua e sapone, asciugando con un panno pulito e asciutto. • Non utilizzare detergenti aggressivi che potrebbero alterare irreversibilmente l'aspetto delle parti in plastica della macchina. • Non utilizzare nebulizzatori per spruzzare direttamente la macchina, poiché il sistema elettrico interno potrebbe danneggiarsi.	