


Reconstructor de muñones Proclinic Expert




Composite de curado dual para la reconstrucción de muñones, altamente radiopaco y fluido con muy buenas propiedades mecánicas. Color dentina que permite unas restauraciones altamente estéticas sin estructura metálica. Presentación en jeringa automix para una aplicación cómoda y fácil.


RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN



ABSORCIÓN DE AGUA



SOLUBILIDAD EN AGUA



- Dos indicaciones en un mismo producto: reconstrucción de muñones y cementación de postes.
- La alta carga de relleno del composite que compone el Reconstructor de muñones Proclinic Expert, del 70% en peso, asegura una gran resistencia al desgaste.
- Su elevada fuerza de adhesión a la dentina (22 MPa) asegura restauraciones duraderas.
- Buena tixotropía que asegura una buena manejabilidad del producto y su fácil adaptación en preparaciones irregulares y postes endodónticos.
- Alta radiopacidad que facilita hacer un seguimiento del tratamiento a largo plazo.



Dr. Eduardo González Arroyo
Clínica Fernández
www.oralsurgerytube.com
Número colegiado 28007247

"Las dificultades propias en la reconstrucción de muñones se llevan mejor con un material resistente, de fácil manejo y rápida actuación como el nuevo producto Reconstructor de muñones Proclinic Expert"

Reconstructor de muñones Proclinic Expert

1 jeringa x 10g, 5 puntas de mezcla y 5 puntas intraorales (tipo 4)

78560

Puntas intraorales tipo 4 (50 uds.)

78561




Ionómero de vidrio Proclinic Expert



Cemento de ionómero de vidrio clásico radiopaco pensado para cementar una amplia variedad de materiales protésicos. Ofrece una buena adhesión química y una gran biocompatibilidad.

LIBERACIÓN DE FLÚOR



SOLUBILIDAD

Su baja solubilidad, menor de 0,17 mm después de 24h, te permite conseguir restauraciones más resistentes a la desintegración y al desgaste producido por la acidez oral.

Solubilidad < 0,17 mm

INDICACIONES

- Cementación de coronas, puentes, inlays y onlays, postes endodónticos o bandas de ortodoncia fabricados en todo tipo de metal y cerámica.
- Como base cavitaria en restauraciones de composite y amalgama.

FÁCIL MANIPULACIÓN Y MEZCLA



Dra. Carmen Miñana
Clínica Maperdent
Número colegiado: 4600-1971

"Su consistencia una vez mezclado es buena y se retiran muy bien los excesos de material, mejor que en otras marcas que utilizaba habitualmente."



Cemento de fijación fotopolimerizable a base de ionómeros de vidrio reforzados con resina.

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN

Su elevada resistencia a la compresión asegura una buena estabilidad entre la estructura del diente y la restauración.

Autopolimerizado	210 MPa
Fotopolimerizado	190 MPa

BAJO ESPESOR DE PELÍCULA

Gracias a su contenido de rellenos ultrafinos, el cemento de Ionómero de vidrio reforzado Proclinic Expert asegura un bajo espesor de película, permitiendo un buen flujo del producto en la preparación y el sellado completo de la corona, puente o banda ortodóntica.

Dra. Rahouda Elbehi

"El cemento de ionómero de vidrio reforzado Proclinic Expert es un producto excelente, tanto por su tiempo de trabajo como por su textura, dureza y resistencia."

Ionómero de vidrio Proclinic Expert
15g polvo + 10ml líquido

78555

Ionómero de vidrio reforzado Proclinic Expert
15g polvo, 10ml líquido, 3ml acondicionador

78556