

FICHA TÉCNICA



ALGINATO CROMÁTICO PROCLINIC

REFERENCIA	0178
FABRICANTE / RESPONSABLE	CHL MEDICAL SOLUTIONS, Srl Via Felice Cavallotti, 15 20122 Milán - Italia
CLASIFICACIÓN	Producto Sanitario Clase I, según la Directiva 93/42/CEE relativa a productos sanitarios.
DESCRIPCIÓN	Alginato de alta precisión para impresiones dentales con indicación cromática de fase.
COMPOSICIÓN	Polvo conteniendo alginato y otras sales.
ESPECIFICACIONES	Tiempo de trabajo: 3 min 30 s Tres etapas de cambio de color: - Fase púrpura: tiempo de mezclado 45 s - Fase rosa: tiempo de trabajo 2 min 20 s - Fase blanca: tiempo de trabajo en boca 1 min 10 s Aroma de vainilla. Libre de polvo.
ENVASE	Envase con 453 g
FINALIDAD PREVISTA	Para uso por profesionales dentales para obtener impresiones dentales.
VIDA ÚTIL	3 años.
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	Almacenar en lugar fresco y seco. Mantener alejado de la luz solar directa y de fuentes de calor. Proteger de la humedad.

TECHNICAL DATA SHEET**PROCLINIC CHROMATIC ALGINATE**

REFERENCE	0178
MANUFACTURER	CHL MEDICAL SOLUTIONS, Srl Via Felice Cavallotti, 15 20122 Milano - Italy
CLASSIFICATION	Medical Device class I, according to Directive 93/42/EEC concerning medical devices.
DESCRIPTION	High precision alginate for dental impressions with chromatic phase indication.
COMPOSITON	Powder containing salts of alginic acid.
SPECIFICATIONS	Setting time: 3 min 30 s Three colour changing stages: - Purple phase: mixing time 45 s - Pink phase: working time 2 min 20 s - White phase: time in mouth 1 min 10 s Aroma: vanilla. Dust free material.
PACKAGING	Package with 453 g
INTENDED USE	For dental professional use only. Alginate New Cromatico Fast is used for making dental impressions.
SHELF LIFE	3 years
HANDLING AND STORAGE CONDITIONS	Store in a cool dry place, away from direct sunlight. Protect from humidity and excessive heat.

SCHEMA TECNICA PRODOTTO**ALGINATO CROMATICO PROCLINIC**

CODICE ARTICOLO	0178
PRODOTTO DA	CHL MEDICAL SOLUTIONS, Srl Via Felice Cavallotti, 15 20122 Milano - Italia
NOTE TECNICHE	Dispositivo Medico Classe I conforme alla Direttiva Europea 93/42/CEE concernente i dispositivi medici.
DESCRIZIONE	Alginate con indicazione cromatica delle fasi di lavoro per impronte dentali di precisione.
COMPOSIZIONE	Polvere contenente sali di acido alginico.
SPECIFICHE DEL PRODOTTO	Tempo di presa: 3 min 30 s Tre fasi di cambio colore: - Fase viola: tempo di miscelazione 45 s - Fase rosa: tempo di lavoro 2 min 20 s - Fase bianca: tempo di lavoro in bocca 1 min 10 s Aroma: Vaniglia. Senza polvere.
IMBALLAGGIO	453 g
DESTINAZIONE D'USO	Solo per uso da parte dei professionisti del settore dentale per ottenere impronte dentali.
DATA DI SCADENZA	3 anni.
STOCCAGGIO	Tenere il prodotto in luogo asciutto e pulito, lontano da fonti di calore. Proteggere da umidità e calore eccessivo.