


ADHESIVO DE GRABADO TOTAL PROCLINIC EXPERT



El **Adhesivo de Grabado Total Proclinic Expert** es un adhesivo de 5ª generación para la técnica del grabado total con ácido grabador, de un solo componente para esmalte y dentina y liberación sostenida de flúor.

RESISTENCIA AL CIZALLAMIENTO

Gracias a la completa hibridación de la dentina se consigue una elevada resistencia a la adhesión.



SIN BISGMA

No contiene BisGMA, eliminando así los efectos desfavorables que ésta produce.

SELLADO TOTAL

Sellado total de los túbulos dentinarios, minimizando así la sensibilidad post-operatoria.

ADHESIVO DE AUTOGRABADO PROCLINIC EXPERT



El **Adhesivo de Autograbado Proclinic Expert** es un sistema de acción muy rápido y de un solo componente para dentina y esmalte para las técnicas de grabado selectivo y de autograbado. Es un adhesivo de 7ª generación.

- Aplicación rápida y sencilla en un solo paso, sin necesidad de grabado previo.
- Alta adhesión y excelente estabilidad para restauraciones duraderas.
- Compatible con técnicas de autograbado y grabado selectivo, sobre superficies húmedas o secas.
- Fotopolimerización en 20 segundos para un procedimiento más eficiente.

Adhesivo de Grabado Total, 5 ml

36599

Adhesivo de Autograbado, 5 ml

78504

ADHESIVO UNIVERSAL PROCLINIC EXPERT



El **Adhesivo Universal Proclinc Expert** proporciona restauraciones seguras y duraderas gracias a su alta fuerza adhesiva en esmalte y dentina. Contiene el monómero MDP que crea una fuerte adhesión química. Mínima sensibilidad postoperatoria en 1 solo paso.

VERSATILIDAD TOTAL

TODAS LAS TÉCNICAS DE ADHESIÓN

- Autograbado
- Grabado total
- Grabado selectivo en esmalte

EXCELENTE SELLADO MARGINAL

INDICACIONES

- Restauraciones directas de composite y compómeros fotopolimerizables.
- Core build-up y cementación de postes, en composites duales y autopolimerizables, si es posible fotopolimerizar el adhesivo con luz.
- Restauraciones indirectas como inlays, onlays, coronas y puentes, de composites duales y autopolimerizables, si es posible usar la luz de polimerización con el adhesivo.
- Reparación de restauraciones fracturadas de composite.

1

solo producto para
TODAS

Las preparaciones cavitarias
Las técnicas de adhesión
Las superficies húmedas o secas

Buena adhesión en todas las condiciones



Dentina
seca



Dentina
húmeda