

# Kerr News

Promozioni valide dal 1° aprile al 30 giugno 2026



*Connect. Learn. Be inspired.*



# Lisbon

October 15 -17, 2026

# Kerr<sup>™</sup> SUMMIT 2026

Lisbon

October 15 -17, 2026



Kerr  
SUMMIT  
2026

Mercoledì 14 ottobre  
Arrivo e registrazione

Giovedì 15 ottobre  
Sessioni (9:00 - 17:30)  
& Evento Serale

Venerdì 16 ottobre  
Sessioni (9:00 - 17:30) & Evento Serale

Sabato 17 ottobre  
Sessioni (9:00 - 12:30) & Partenza

## Un programma ampio e articolato, pensato per ispirare

Il nostro programma offre molto più di competenze in odontoiatria restaurativa ed endodonzia. Accanto a conferenze ad alta energia e workshop pratici immersivi, le nostre aziende associate condividono approfondimenti di grande valore nei campi dell'ortodonzia, dell'implantologia e della diagnostica. Scoprirai inoltre sessioni ispirazionali dedicate al marketing dello studio odontoiatrico e alla fotografia dentale all'avanguardia. E per portare l'apprendimento a un livello ancora superiore, le discussioni interattive di casi clinici ti invitano ad approfondire sfide reali e soluzioni concrete della pratica quotidiana.

## Dove le conversazioni si trasformano in connessioni

Prolunga l'energia della giornata con due vivaci incontri serali pensati per favorire la connessione e lo scambio.



©2026 Kerr Corporation. MKT-26-0214 Rev.0

## Non perdere l'occasione — posti limitati e vantaggi esclusivi per le iscrizioni Early Bird

Assicurati subito il tuo posto scansionando il QR code — i **posti sono limitati** e l'offerta Early Bird riservata esclusivamente ai **primi 50 biglietti**. Per soluzioni personalizzate, contatta il tuo Sales Rep Kerr di riferimento.



Kerr SUMMIT 2026

October 15 -17 Lisbon

REGISTER NOW

## KERR SUMMIT 2026: UN'ESPERIENZA OLTRE LA PRATICA CLINICA

### COSA VOGLIAMO OFFRIRTI DURANTE IL KERR SUMMIT 2026:

- **Oltre 20 esperti internazionali** nel campo odontoiatrico
- **Conferenze con traduzione simultanea** per un apprendimento senza confini
- **Più di 50 sessioni pratiche**, per un'esperienza dinamica e interattiva
- **Discussioni interattive su casi clinici reali**, per fornire soluzioni concrete alla tua pratica quotidiana
- **Opportunità di networking** preziose con clinici di spicco provenienti da tutta Europa
- **Sessioni di marketing** per studi odontoiatrici
- **Sessioni di fotografia** dentale all'avanguardia
- **Due eventi serali indimenticabili** presso ESTUFA FRIA e SUD LISBOA

### 112 ORE DI FORMAZIONE!

- **6 CONFERENZE ENDO** per un totale di 9 ore
- **9 SESSIONI PRATICHE ENDO** per un totale di 13,30 ore
- **9 CONFERENZE DI CONSERVATIVA** per un totale di 13,30 ore
- **30 SESSIONI PRATICHE DI CONSERVATIVA** per un totale di 45 ore
- **4 MASTERCLASS DI CONSERVATIVA** per un totale di 12 ore
- **3 SESSIONI PRATICHE IMPLANTOLOGIA** per un totale di 4,30 ore
- **2 SESSIONI PRATICHE ORTODONZIA** per un totale di 3 ore
- **8 SESSIONI PRATICHE CON DEXIS** per un totale di 12 ore
- **5 SESSIONI "INCONTRA L'ESPERTO"** in cui è possibile mandare i propri casi clinici e discuterli con il relatore selezionato

## Un evento esclusivo che valorizza la conoscenza clinica e la collaborazione

Immergiti in **conferenze ricche di contenuti, guidate da esperti** — con **traduzione simultanea in più lingue** per apprendere senza limiti.

Un'ampia gamma di **sessioni pratiche** progettate per offrire un apprendimento dinamico e interattivo, capace di favorire un reale progresso clinico.

**Networking** di valore con clinici di riferimento provenienti da tutta Europa e oltre, per elevare l'eccellenza clinica.

Un'atmosfera vibrante che favorisce il senso di **comunità**, la **collaborazione** e l'emergere di **nuove prospettive stimolanti**.

# Thursday, October 15

## 9:00 - 10:30 Opening Session

**Dr. Alexandra Marques**  
Building Trust in Modern Dentistry: Creating Value Beyond Clinical Treatment

### Lectures

11:00 - 12:30 <b>Dr Maarten de Beer</b> Deep Margin Elevation – Why & How? And What Comes Next?	14:00 - 15:30 <b>Dr Hassan Hikmat</b> Managing Contours and Proximal Anatomy in Posterior Teeth	16:00 - 17:30 <b>Dr Luis Carlos Garza</b> From Planning to Precision: Multidisciplinary Oral Rehabilitation Today Restorative Materials
---	---	---

### Meet the Experts: Challenging Cases Discussion

Case discussions with Prof Angelo Putignano & Dr Ajay Juneja	Case discussions with Prof Philippe Sleiman	Case discussions with Prof Louis Hardan
--	---	---

### Endodontic Treatments

<b>Dr Michael Horrocks</b> Your Obturation Workshop, the Myths and Truths of Where We Are in 2026!	<b>Dr Kreena Patel</b> Management of Endodontic Perforations: A Practical Hands-On Workshop	<b>Prof Philippe Sleiman</b> Safe, Effective, Reciprocating System and Ledge Management
---	--	--

### Indirect Restorative Procedures

<b>Dr Hossam Kamel</b> Minimally Invasive Posterior Adhesive Restorations: Less Prep, More Bond	<b>Dr Maciej Mikołajczyk</b> Breaking Story! – Post and Core Technique for Front Teeth in One Visit	<b>Dr Sanja Štefančić</b> Zirconia Success: Preparation Strategies and Adhesive Cementation for Everyday Practice
--	--	--

### Master Class

14:00 - 17:30

<b>Dr Luis Carlos Garza</b> From Preparation to Cementation: Hands-On Overlay Restorations	<b>Dr Ajay Juneja</b> Veneers Without Compromise: Beauty, Biology, Longevity
---	---

### Direct Restorative Procedures

<b>Dr Hassan Hikmat</b> Different Approaches to Deal with Class II Restorations	<b>Dr Basel Kharbot</b> High Esthetics, Zero Preparation: Mastering Anterior Composite Transformations	<b>Dr Maarten de Beer</b> Elevate Margin, Elevate Success!
<b>Dr Agne Malisaukiene</b> Broken to Brilliant: Class IV Restorations from Layering to Polish	<b>Prof Angelo Putignano</b> To Layer or not to Layer in Anteriors	<b>Dr Basel Kharbot</b> High Esthetics, Zero Preparation: Mastering Anterior Composite Transformations

### Digital Dentistry by DEXIS

<b>Prof Philippe Sleiman</b> Putting AI at Your Command: Enhancing Diagnostic Precision and Treatment Planning	<b>Vincent Faure</b> Unlocking Digital Excellence: A Practical Journey into Intraoral Scanning	<b>Vincent Faure</b> Unlocking Digital Excellence: A Practical Journey into Intraoral Scanning
---	---	---

### Implantology by Nobel Biocare

<b>Dr José Manuel Reuss</b> Seamless Digital Implant Workflow with a Single Connection: Protocols & Hands-On Placement	<b>Dr José Manuel Reuss</b> Seamless Digital Implant Workflow with a Single Connection: Protocols & Hands-On Placement	<b>Dr José Manuel Reuss</b> Seamless Digital Implant Workflow with a Single Connection: Protocols & Hands-On Placement
---	---	---

### Hands-on Workshops

# Friday, October 16

### Lectures

9:00 - 10:30 <b>Prof Angelo Putignano</b> When to do What in Anteriors	11:00 - 12:30 <b>Dr Agne Malisaukiene</b> Surface matters: Creating and Maintaining High-Quality Composite Surfaces Through Polishing & Re-Polishing	14:00 - 15:30 <b>Dr Juneja &amp; Dr Kamel</b> Direct vs Indirect: Making the Right Choice: When and How	16:00 - 17:30 <b>Prof Louis Hardan</b> Adhesives in Action: From Research to a Smart Clinical Application
<b>Dr Michael Horrocks</b> Obturation for Today and Tomorrow, the Thrill of the Fill - Part 2 (Back by Demand - the Next Chapter in the Legendary „Thrill of the Fill” Concept)	<b>Prof Philippe Sleiman</b> Trauma the Silent Pathology	<b>Dr Kreena Patel</b> External Cervical Resorption: Diagnosis, Decision-Making and Contemporary Management	<b>Dr Maciej Mikołajczyk</b> From Pain to Gain – Treatment Options for Tooth Restoration After Endodontic Treatment

### Meet the Experts: Challenging Cases Discussion

Case discussions with Dr Agne Malisaukiene & Dr Michaela Jarešová	Case discussions with Dr Kreena Patel & Dr Michael Horrocks
---	---

### Endodontic Treatments

<b>Prof Philippe Sleiman</b> Safe, Effective, Reciprocating System and Ledge Management	<b>Dr Kreena Patel</b> Management of Endodontic Perforations: A Practical Hands-On Workshop	<b>Dr Michael Horrocks</b> Your Obturation Workshop, the Myths and Truths of Where We Are in 2026!	<b>Dr Dennis Köhrer</b> Modern Endodontics in Practice: Overcoming Clinical Challenges from Fragment Removal to Effective Irrigation
--	--	---	---

### Indirect Restorative Procedures

<b>Dr Maciej Mikołajczyk</b> Breaking Story! – Post and Core Technique for Front Teeth in One Visit	<b>Dr Ajay Juneja</b> Indirect Posterior Restorations: Occlusion-Driven Design and Bonding Protocols for Onlays	<b>Dr Sanja Štefančić</b> Zirconia Success: Preparation Strategies and Adhesive Cementation for Everyday Practice	<b>Dr Hossam Kamel</b> Minimally Invasive Posterior Adhesive Restorations: Less Prep, More Bond
--	--	--	--

### Master Class

9:00 - 12:30

<b>Dr Uwe Blunck</b> Guided Bite Elevation in Worn Dentition: A Predictable Direct Approach
--

### Master Class

14:00 - 17:30

<b>Dr Ahmed Tadfi</b> Predictable Esthetics in Direct Veneers: The Copy & Flask Approach
---

### Direct Restorative Procedures

<b>Dr Maarten de Beer</b> Elevate Margin, Elevate Success!	<b>Prof Louis Hardan</b> Adhesion and Layering in Direct Posterior Restorations: Tips and Tricks with „STYLE”	<b>Dr Hassan Hikmat</b> Different Approaches to Deal with Class II Restorations	<b>Dr Basel Kharbot</b> Big Restorations, Better Outcomes: Mastering Posterior Composites and Controlling Shrinking Stress
<b>Dr Agne Malisaukiene</b> Broken to Brilliant: Class IV Restorations from Layering to Polish	<b>Dr Michaela Jarešová</b> Master Deep Margin Elevation on Anterior Teeth in One Step	<b>Prof Angelo Putignano</b> To Layer or not to Layer in Anteriors	<b>Dr Michaela Jarešová</b> Midline Diastema Closure Made Simple: Predictable Esthetics with One-Shade Direct Composite

### Digital Dentistry by DEXIS

<b>Dr Carlo Massimo Saratti</b> Build-up your digital patient to plan the case: Prosthodontically driven implant planning in DTX	<b>Vincent Faure</b> Unlocking Digital Excellence: A Practical Journey into Intraoral Scanning	<b>Dr Carlo Massimo Saratti</b> Transforming aesthetic rehabilitation: seamless digital workflows from data capture to treatment planning	<b>Prof Philippe Sleiman</b> Putting AI at Your Command: Enhancing Diagnostic Precision and Treatment Planning
---	---	--	---

### Orthodontics by Ormco | SPARK

<b>Dr Laurence Masters</b> One Scan. One Plan. One platform. Integrated Diagnosis and Treatment Planning with Spark™	<b>Dr Laurence Masters</b> One Scan. One Plan. One platform. Integrated Diagnosis and Treatment Planning with Spark™
---	---

### Hands-on Workshops

# Saturday, October 17

### Lectures

9:00 - 10:30 <b>Dr Uwe Blunck</b> The Hidden Reasons Why Luting Fails (and How to Prevent Them)	11:00 - 12:30 <b>Dr Michaela Jarešová</b> Why Still “Perfect” Restorations Fail: The Truth About Polymerization & Contraction Stress
<b>Dr Dennis Köhrer</b> The Art of Modern Endodontics: Clinical Strategies from Obstruction to Disinfection	<b>Dr Hugo Sousa Dias</b> Management of Pulp Canal Obliteration: From a “Free-hand” Approach to a Guided Approach

### Dental Photography

9:00 - 12:30

<b>Prof Louis Hardan</b> Mobile Dental Photography (MDP): Documenting Your Cases with „STYLE”
--

### Endodontic Treatments

<b>Dr Hugo Sousa Dias</b> Curved Canals Under Control: Practical Techniques for Shaping Challenging Cases	<b>Dr Dennis Köhrer</b> Modern Endodontics in Practice: Overcoming Clinical Challenges from Fragment Removal to Effective Irrigation
--	---

### Indirect Restorative Procedures

<b>Dr Ajay Juneja</b> Indirect Posterior Restorations: Occlusion-Driven Design and Bonding Protocols for Onlays	<b>Dr Luis Carlos Garza</b> From Preparation to Cementation: Hands-On Overlay Restorations
--	---

<b>Dr Maciej Żarow</b> Indirect Veneers: From Preparation to Long-Term Success	<b>Dr Maciej Żarow</b> Indirect Veneers: From Preparation to Long-Term Success
---	---

### Master Class

9:00 - 12:30

<b>Dr Hossam Kamel</b> Full Mouth Rehabilitation: Restoring Function and Esthetics
---

### Direct Restorative Procedures

<b>Dr Ahmed Tadfi</b> Cusp Off, Cusp On! – Management of Posterior Cusp Loss	<b>Dr Hassan Hikmat</b> Different Approaches to Deal with Class II Restorations
---	--

<b>Dr Uwe Blunck</b> Beyond the Blue Light: Evidence-Based Control of Polymerization
---

### Digital Dentistry by DEXIS

<b>Dr Carlo Massimo Saratti</b> Build-up your digital patient to plan the case: Prosthodontically driven implant planning in DTX
---


### Hands-on Workshops

**1** **OptiBond™ Gel Etchant Jumbo**

□ 34632 - Economy pack

Contiene acido ortofosforico al 37,5%.

Contiene:  
1 siringa jumbo da 30g, 2 siringhe intraorali vuote, 30 puntali, connettore di riempimento per siringhe intraorali



MADE IN ITALY

1 conf.

**52,00 €**

**-42,99 € DA LISTINO**

**2** **OptiBond™ Universal 360**  
Adesivo dentale universale monocomponente

□ 36822 - Bottle Refill 5ml

**L'Adesivo per Tutti.**

Tutte le Tecniche. Qualsiasi Materiale.  
Un'Unica Soluzione Adesiva.



MADE IN ITALY

2025 PREFERRED PRODUCT


1 pz.

**97,00 €**

**-38,65 € DA LISTINO**


**3**

1 pezzo a scelta tra:



1 pz.

+ 1 pezzo a scelta tra:



1 pz.

**OptiBond™ Universal™**  
Adesivo dentale universale monocomponente, Self-Etch

□ 36519 - Refill 5ml - È riempito al 7% in peso.

**OptiBond™ eXTRa Universal**  
Adesivo dentale universale bicomponente self-etch

□ 36660 - Primer - Refill 5ml  
□ 36661 - Adesivo - Refill 5ml

È riempito al 15% in peso.

**OptiBond™ FL**  
Adesivo Dentale Bicomponente Total-etch

□ 25881 E - Primer - Refill 8ml  
□ 25882 E - Adesivo - Refill 8ml

Esclusiva adesione strutturale con il 48% di riempitivo in peso.

**OptiBond™ Solo Plus**  
Adesivo Dentale Mono-componente, Total-etch

□ 29692 - Refill 5ml - È riempito al 15% in peso.

**118,00 €**

**-143,87 € DA LISTINO**

**OptiBond™ eXTRa Universal**

Due Step, formulazione universale

- Riempito al 15% in peso
- Formula brevettata con monomero GPDM
- Sistema ternario di solventi (acqua, etanolo, acetone) & Smart PH Technology

Il miglior risultato con un protocollo comprovato

- Risultati di adesione superiori su qualunque substrato
- Compatibilità universale
- Nessun prodotto complementare richiesto

**OptiBond™ Universal**

Unico passaggio, formulazione universale

- Riempito al 7% in peso
- Formula brevettata con monomero GPDM
- Sistema ternario di solventi (acqua, etanolo, acetone)

Flessibilità senza compromessi in un unico flacone

- Eccezionale mordenzatura dello smalto
- Eccezionale penetrazione nei tubuli dentinali
- Applicazione One-Step

**4** **Vertise™ Flow**  
Composito Fluido Nanoibrido Autoadesivo Refill

MADE IN ITALY

SENZA BISFENOLO A

Vertise Flow è indicato per:

- Liner/sottofondo nei grossi restauri di I e II Classe
- Piccoli restauri di I e II Classe
- Sigillatura di solchi e fessure
- Riparazione della ceramica
- Composito fluido autoadesivo - nessun protocollo separato di adesione richiesto.


Una procedura di restauro semplificata con prestazioni eccellenti

- Elevati valori di adesione - incorpora la tecnologia adesiva OptiBond™ comprovata clinicamente per un'adesione eccellente a smalto e dentina
- Impiego universale - l'esclusiva proprietà autoadesiva offre nuove opportunità per una vasta gamma di indicazioni e situazioni cliniche
- Ridotta sensibilità post-operatoria

1 confezione a scelta tra:

- 34401 - A1
- 34402 - A2
- 34403 - A3
- 34404 - A3.5
- 34405 - B1
- 34406 - B2
- 34407 - Opaco Universale
- 34408 - XL
- 34409 - Traslucente

Contiene: 2 siringhe (2 g cad.), 20 puntali applicatori, 20 pennellini



MADE IN ITALY

1 conf.

**60,00 €**

**-43,55 € DA LISTINO**

**5** **SimpliShade™ Bulk Fill**

SENZA BISFENOLO A

□ 37211 - 1 siringa da 4g



1 pz.

**44,00 €**

**-24,31 € DA LISTINO**

**6** **SimpliShade™ Bulk Fill Flow**

SENZA BISFENOLO A

□ 37217 - 2 siringhe da 2g cad.



1 conf.

**44,00 €**

**-24,31 € DA LISTINO**

2024 PREFERRED PRODUCT

**7** **SimpliShade™**  
Composito Universale Nanoibrido in sole 3 tonalità e due colori opzionali Refill

MADE IN ITALY

SENZA BISFENOLO A

1 pezzo a scelta tra:

- 37001 - Light
- 37002 - Medium
- 37003 - Dark
- 37004 - Bleach White
- 37005 - Universal Opaque

Contiene: 1 siringa 4g



2024 PREFERRED PRODUCT

1 pz.

**45,00 €**

**-20,94 € DA LISTINO**

## SimpliShade™ BULK FILL

**Semplificate le vostre procedure con un unico colore e un unico passaggio**

Realizzare restauri di alto valore estetico non è mai stato così semplice, grazie a SimpliShade™ Bulk Fill. È possibile evitare l'applicazione dello strato di rivestimento grazie all'applicazione in un unico passaggio e potete ridurre le scorte di magazzino, grazie a un unico colore per riprodurre tutti i 16 colori della scala VITA® classical. Basato sulla tecnologia ART® (Ternary Adaptive Response Technology), il composito SimpliShade Bulk Fill è facilmente lavorabile e presenta un basso stress da contrazione.

**UN UNICO COLORE  
È TUTTO CIÒ CHE SERVE**

## SimpliShade™ BULK FILL



## SimpliShade™

*Restauri estetici più semplici e veloci con sole 3 tonalità!*



8

## Harmonize Refill™

Composito universale nanoibrido con tecnologia Adaptive Response

2 pezzi a scelta tra:

- |                                       |  |                                       |                                     |                                     |  |
|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|
| DENTINA                               |  | CONTIENE: 1 siringa da 4g             |                                     | 2 pz.                               |  |
| <input type="checkbox"/> 36545 - A1   |  |                                       |                                     |                                     |  |
| <input type="checkbox"/> 36536 - A2   |  |                                       |                                     |                                     |  |
| <input type="checkbox"/> 36546 - A3   | INCISALI   | SMALTO                                | <input type="checkbox"/> 36556 - B1 | <input type="checkbox"/> 36562 - C3 |  |
| <input type="checkbox"/> 36547 - A3.5 | <input type="checkbox"/> 36538 - Ambra                 | <input type="checkbox"/> 36552 - A1   | <input type="checkbox"/> 36557 - B2 | <input type="checkbox"/> 36563 - C4 |  |
| <input type="checkbox"/> 36548 - A4   | <input type="checkbox"/> 36539 - Super traslucida - 3g | <input type="checkbox"/> 36537 - A2   | <input type="checkbox"/> 36558 - B3 | <input type="checkbox"/> 36564 - D2 |  |
| <input type="checkbox"/> 36549 - B3   | <input type="checkbox"/> 36568 - Blu                   | <input type="checkbox"/> 36553 - A3   | <input type="checkbox"/> 36559 - B4 | <input type="checkbox"/> 36565 - D3 |  |
| <input type="checkbox"/> 36550 - C4   | <input type="checkbox"/> 36569 - Trasparente           | <input type="checkbox"/> 36554 - A3.5 | <input type="checkbox"/> 36560 - C1 | <input type="checkbox"/> 36566 - D4 |  |
| <input type="checkbox"/> 36551 - XL2  | <input type="checkbox"/> 36570 - Grigio                | <input type="checkbox"/> 36555 - A4   | <input type="checkbox"/> 36561 - C2 | <input type="checkbox"/> 36567 - XL |  |



MADE IN ITALY

**87,00 €**

**-88,20 € DA LISTINO**

9

## Adapt SuperCap™

2 confezioni a scelta tra:

- 2161 - 0,030, h 5,0 mm - in acciaio
- 2162 - 0,030, h 6,3 mm - in acciaio
- 2171 - 0,050, h 5,0 mm - in plastica
- 2172 - 0,050, h 6,3 mm - in plastica
- 2181 - 0,038, h 5,0 mm - in acciaio
- 2182 - 0,038, h 6,3 mm - in acciaio



2 conf.

**89,00 €**

**-73,08 € DA LISTINO**

Contiene: 50 matrici

10

## SuperMat™

Sistema di Fissaggio Universale per Matrici SuperCap

2150 - Assorted Kit



MADE IN ITALY

1 pz.

Contiene:  
1 strumento di fissaggio SuperLock,  
14 matrici in acciaio Adapt SuperCap ass.  
6 matrici trasparenti Adapt SuperCap ass.

**140,00 €**

**-115,07 € DA LISTINO**

11

## OptiDisc™ Refill

2 confezioni a scelta tra:

- 4183 - Extra-Fine 9,6 mm (100 pz.)
- 4182 - Fine 9,6 mm (100 pz.)
- 4181 - Coarse/Medium 9,6 mm (100 pz.)
- 4197 - Extra Coarse 9,6 mm (80 pz.)
- 4186 - Extra-Fine 12,6 mm (100 pz.)
- 4185 - Fine 12,6 mm (100 pz.)
- 4184 - Coarse/Medium 12,6 mm (100 pz.)
- 4198 - Extra Coarse 12,6 mm (80 pz.)
- 4193 - Extra-Fine 15,9 mm (100 pz.)
- 4192 - Fine 15,9 mm (100 pz.)
- 4191 - Coarse/Medium 15,9 mm (100 pz.)
- 4199 - Extra Coarse 15,9 mm (80 pz.)



2 conf.

**49,00 €**

**-32,10 € DA LISTINO**

MADE IN ITALY

12

## Maxcem Elite™ Universal Refill

Cemento Composito Universale Automordenzante e Autoadesivo

Un unico cemento per soddisfare tutte le tue esigenze

- Utilizzabile in modalità:
  - Adesiva
  - Autoadesiva
  - Ibrida
- Utilizzabile in modalità total dark cure senza impiego di attivatore, con adesivi Kerr
- Indicato per tutti i restauri indiretti e anche per:
  - Cementazione dei perni
  - Ricostruzione monconi
- Compatibile con tutti gli adesivi universali in commercio e tutti i substrati protesici



MADE IN ITALY

2 conf.

**135,00 €**

**-185,00 € DA LISTINO**

Contiene: 2 siringhe da 5g,  
8 puntali automiscelanti standard,  
8 puntali automiscelanti con attacco per beccucci  
intraorali e intracanalari, 8 beccucci intraorali.

13

3 Placchette da 6 strumenti manuali a scelta

**Hedstrom™**  
sezione rotonda



Size	21 mm	25 mm	30 mm
80	61684	61702	61720
70	12796	11354	13278
60	12793	11353	12841
55	12790	11352	12838
50	12787	11351	12835
45	12784	11350	12832
40	12781	11349	12829
35	12778	11348	12826
30	12775	11347	12823
25	12772	11346	12820
20	12769	11345	12817
15	12766	11344	12814

Confezioni assortite

Size	21 mm	25 mm	30 mm	
15	40	12809	11359	13291
45	80	12810	11360	13292

Contenuto: 6 pezzi

**K-Flex™**  
sezione romboidale



Size	21 mm	25 mm	30 mm
80		15174	15258
70		15170	15254
60	15334	15166	15250
55	15330	15162	15246
50	15326	15158	15242
45	15322	15154	15238
40	15318	15150	15234
35	15314	15146	15230
30	15310	15142	15226
25	15306	15138	15222
20	15302	15134	15218
15	15298	15130	15214
10	15294	15126	15210
08	15290	15122	15206
06	60120	60144	60193

Contenuto: 6 pezzi

**K-Files™**  
sezione quadrata



Size	21 mm	25 mm	30 mm
80		06099	06170
70	06024	06085	06166
60	06023	06077	06163
55	06022	06076	06162
50	06021	06075	06161
45	06020	06074	06160
40	06019	06069	06159
35	06016	06067	06157
30	06015	06066	06156
25	06014	06065	06155
20	06005	06064	06153
15	06004	06063	06152
10	06003	06062	06151
08	14127	14128	14129
06	62249	62250	62251

Confezioni assortite

Size	21 mm	25 mm	30 mm	
15	40	821-8021	821-8025	821-8030
45	70	61363		
45	80		821-8125	821-8130

Contenuto: 6 pezzi

**Reamers™**  
sezione triangolare



Size	21 mm	25 mm	30 mm
80			61444
70			61442
60			61441
45	06040	06132	61438
40	06038	06131	61437
35	06034	06127	61435
30	06033	06126	61434
25	06032	06120	61433
20	06031	06112	
15	06030	06111	
10	06029	06110	
08	14133	14134	
06	62252	62253	

Confezioni assortite

Size	21 mm	25 mm	30 mm
15	40	821-2025	


Contenuto: 6 pezzi

30,00 €

I CODICI DEGLI STRUMENTI MANUALI STANNO CAMBIANDO: VERRÀ AGGIUNTA UNA E ALLA FINE DEI NUMERI (ES. 61684E)

RITAGLIA E CONSERVA LE SCHEDE TECNICHE DI ZENFLEX


Tecnica d'uso  
sequenza Pro



**ZenFlex™**  
Strumenti Rotanti NiTi per Sagomatura

0 5 10 15 20 25 30 millimeters

Tecnica d'uso  
sequenza semplificata



**ZenFlex™**  
Strumenti Rotanti NiTi per Sagomatura

0 5 10 15 20 25 30 millimeters

## ZenFlex™

Strumenti Rotanti NiTi per Sagomatura

### Tecnica per Glide path

1. Creare un accesso rettilineo e individuare gli orifizi dei canali utilizzando una sonda endodontica. Successivamente ottenere la pervietà con uno strumento K-File #10-#15.
2. Stabilire la lunghezza di lavoro con uno strumento K-File #10 o #15, un localizzatore apicale o una radiografia in base alla necessità.
3. Effettuare il Glide path. Iniziare il trattamento con Traverse Orifice Opener 25/.08/17 mm, in seguito utilizzare lo strumento rotante Traverse Glide Path.
  - Nei canali piccoli o curvi, iniziare con lo strumento 13/.06.
  - Nei canali medi o grandi, iniziare con lo strumento 18/.06.
4. Si consiglia l'impiego di un lubrificante durante la strumentazione e l'irrigazione con l'Ipoclorito di Sodio dopo l'impiego di ogni strumento.

### Tecnica di Sagomatura

1. Impostare i parametri del motore/manipolo endodontico utilizzando i valori indicati nella Tabella 1.
2. Selezionare una conicità .04 o .06.
  - In presenza di canali piccoli o curvi, sagomare il canale utilizzando prima lo strumento ZenFlex 20/.04 e successivamente gli strumenti ZenFlex 25/.04 e 30/.04. Se necessario e in base all'anatomia del canale, è possibile sagomarlo ulteriormente con uno strumento ZenFlex 35/.04, 40/.04, 45/.04 fino ad ottenere la forma desiderata.
  - In presenza di canali medi o grandi, sagomare il canale utilizzando prima lo strumento ZenFlex 25/.06 e successivamente gli strumenti ZenFlex 30/.06 e 35/.06. Se necessario e in base all'anatomia del canale, è possibile sagomarlo ulteriormente con uno strumento ZenFlex 40/.06, 45/.06, fino ad ottenere la forma desiderata.
3. Irrigare con Ipoclorito di Sodio e quindi riconfermare la pervietà con uno strumento K-File #15.
4. Irrigare il canale con Ipoclorito di Sodio per pulire e con EDTA per aprire i tubuli dentinali.
5. Suggerimenti Clinici Aggiuntivi:
  - E' fortemente consigliato l'uso di una diga di gomma quando si utilizzano questi strumenti per procedure canalari, al fine di evitare l'aspirazione o l'ingestione accidentale.
  - Utilizzare una leggera pressione senza forzare lo strumento. Quando lo strumento non avanza più apicalmente, procedere con uno strumento più piccolo. Non applicare mai un' eccessiva pressione in direzione apicale sullo strumento rotante.
  - Nei canali con curvatura apicale severa o improvvisa (30 gradi o superiore), è necessario procedere con ulteriore cautela durante le fasi di negoziazione e strumentazione.
6. Selezionare il cono di guttaperca che corrisponde all'ultimo strumento utilizzato.

Tabella 1.  
Valori di Torque e Velocità Consigliati per ZenFlex™

Tipo di Strumento	Velocità (RPM)	Torque (g-cm)	Torque (N-cm)
Traverse Orifice Opener	500	350	3.43
Traverse Glide Path	500	150	1.47
Zenflex conicità .04 - punta 20 & 25	500	100	1.00
Zenflex conicità .04 - punta 30,35,40,45,50 & 55	500	300	2.94
Zenflex conicità .06 - punta 20 & 25	500	200	1.96
Zenflex conicità .06 - punta 30,35,40,45,50 & 55	500	350	3.43

### Coni di Guttaperca Consigliati

Selezionare il cono di guttaperca ZenFlex che corrisponde all'ultimo strumento utilizzato.

#### ZenFlex 30/.04

Utilizzare il cono di guttaperca ZenFlex misura 30.04 (art. 825-9830)

#### ZenFlex 35/.06

Utilizzare il cono di guttaperca ZenFlex misura 35.06 (art. 825-9935)

**NOTA:** Le tecniche suggerite sono da considerarsi linee guida valide per la media dei casi clinici. È fondamentale esercitare sempre il proprio giudizio clinico, apportare le opportune modifiche al contesto e prestare ulteriore attenzione per prevenire eventuali eventi avversi. Tutte le misure attuate devono basarsi sui requisiti del singolo caso.

MKT-23-0949\_Rev0

## ZenFlex™

Strumenti Rotanti NiTi per Sagomatura

### Determinazione della Lunghezza di Lavoro

1. Creare un accesso rettilineo e individuare gli orifizi dei canali utilizzando una sonda endodontica. Successivamente ottenere la pervietà con uno strumento K-File #10-#15.
2. Iniziare il trattamento con Traverse Orifice Opener 25/.08/17 mm.
3. Stabilire la lunghezza di lavoro con uno strumento K-File #15, un localizzatore apicale o una radiografia in base alla necessità.

### Tecnica di Sagomatura

1. Impostare i parametri del motore/manipolo endodontico utilizzando i valori indicati nella Tabella 1.
2. Sagomare il canale utilizzando prima lo strumento ZenFlex 20/.04 e successivamente lo strumento ZenFlex 25/.06. Se necessario e in base all'anatomia del canale, è possibile sagomarlo ulteriormente con uno strumento ZenFlex 35/.04 o superiore, fino ad ottenere la forma desiderata.
  - Se i canali sono piccoli, stretti o calcificati, si consiglia l'impiego dello strumento Traverse Glide 13/.06 prima di sagomare il canale con lo strumento ZenFlex di dimensione 20/.04.
  - È obbligatorio irrigare il canale con Ipoclorito di Sodio, così come effettuare la ricapitolazione manuale con un K-File #15 dopo l' impiego dello strumento rotante previsto per ogni passaggio.
3. Irrigare il canale con Ipoclorito di Sodio per pulire e con EDTA per aprire i tubuli dentinali.
4. Suggerimenti Clinici Aggiuntivi:
  - E' fortemente consigliato l'uso di una diga di gomma quando si utilizzano questi strumenti per procedure canalari, al fine di evitare l'aspirazione o l'ingestione accidentale.
  - Utilizzare una leggera pressione senza forzare lo strumento. Quando lo strumento non avanza più apicalmente, procedere con uno strumento più piccolo. Non applicare mai un' eccessiva pressione in direzione apicale sullo strumento rotante.
  - Nei canali con curvatura apicale severa o improvvisa (30 gradi o superiore), è necessario procedere con ulteriore cautela durante le fasi di negoziazione e strumentazione.
  - ZenFlex è compatibile sia con il movimento rotante che con quello adattivo di tutti i motori endodontici presenti sul mercato.

Tabella 1.  
Valori di Torque e Velocità Consigliati per ZenFlex™

Tipo di Strumento	Velocità (RPM)	Torque (g-cm)	Torque (N-cm)
Traverse Orifice Opener	500	350	3.43
Traverse Glide Path 13/06	500	150	1.47
Zenflex conicità .04 - punta 20	500	100	1.00
Zenflex conicità .06 - punta 25	500	200	1.96
Zenflex conicità .04 - punta 35	500	300	2.94

### Coni di Guttaperca Consigliati

Selezionare il cono di guttaperca ZenFlex che corrisponde all'ultimo strumento utilizzato.

#### ZenFlex 25/.06

Utilizzare il cono di guttaperca ZenFlex misura 25.06 (art. 825-9925)

#### ZenFlex 35/.04

Utilizzare il cono di guttaperca ZenFlex misura 35.04 (art. 825-9835)

**NOTA:** Le tecniche suggerite sono da considerarsi linee guida valide per la media dei casi clinici. È fondamentale esercitare sempre il proprio giudizio clinico, apportare le opportune modifiche al contesto e prestare ulteriore attenzione per prevenire eventuali eventi avversi. Tutte le misure attuate devono basarsi sui requisiti del singolo caso.

MKT-23-0284\_Rev1

**Novità**

Disponibile da giugno



RITAGLIA E CONSERVA LE SCHEDE TECNICHE DI ZENFLEX

## ZenFlex™ ONE

Sistema di Strumenti Reciprocanti

Il perfetto equilibrio tra durata ed elevata efficienza di taglio. ZenFlex ONE ti offre più sicurezza e una rifinitura omogenea di cui ti puoi fidare.



#### Elevata Efficienza di Taglio

Il trattamento termico proprietario e il design triangolare della sezione trasversale preservano i bordi taglienti e affilati della spira, consentendo di raggiungere l'intera lunghezza di lavoro con meno resistenza e maggiore controllo durante la procedura.



#### Minimamente Invasivo

Il diametro massimo della spira di 1 mm e una punta non tagliente lavorano insieme per ridurre al minimo il trasporto e preservare l'integrità strutturale



#### Resistenza Eccezionale

Resiste allo stress da torsione e alla fatica ciclica, riducendo al minimo le rotture e il trasporto.



#### Coni di Guttaperca e Coni di Carta Corrispondenti

"Le dimensioni dei coni di Guttaperca e dei coni di Carta corrispondono ai canali sagomati dagli strumenti Reciprocanti ZenFlex ONE "



# ZenFlex ONE Sistema di Strumenti Reciprocanti

Il perfetto Equilibrio tra Efficienza, Affidabilità e Convenienza

## Coni di Guttaperca e Coni di Carta

- Coni di Guttaperca corrispondenti ai canali sagomati dagli strumenti Reciprocanti ZenFlex ONE.
- Corrispondenza della colorazione per abbinare i coni di Guttaperca ai relativi strumenti ZenFlex ONE.
- Coni di Carta disponibili



## Informazioni per l'ordine

### ZenFlex ONE

Strumenti per Sagomatura in NiTi - Confezione da 3 pz.

Misura	21 mm	25 mm	31 mm	
Small	20/06	818-2621	818-2622	818-2623
Primary	25/06	818-2624	818-2625	818-2626
Medium	35/06	818-2627	818-2628	818-2629
Large	45/06	818-2630	818-2631	818-2632

1 Confezione di ZenFlex ONE

**50,00 €**

### ZenFlex ONE

Coni di Guttaperca - Confezione da 50 pz.

Misura	Art. Nr.	
Small	20/06	825-9720
Primary	25/06	825-9725
Medium	35/06	825-9735
Large	45/06	825-9745

1 Confezione di ZenFlex ONE  
Coni di Guttaperca

**25,50 €**

### ZenFlex ONE

Coni di Carta - Confezione da 100 pz.

Misura	Art. Nr.
S, P, M, L	972-0130

1 Confezione di ZenFlex ONE  
Coni di Carta

**22,00 €**



Per Maggiori Informazioni sulle Soluzioni Kerr Endodontics, contatta il Rappresentante Kerr della tua zona



Per una maggiore flessibilità e controllo, **ZenFlex ONE** funziona con il tuo motore endodontico preferito.



## ZenFlex™

Strumento Rotante in lega NiTi per Sagomatura

## Massima Forza. Minimamente invasivo.

Dotato di un bilanciamento ideale tra forza e flessibilità, ZenFlex ti consente di raggiungere la totale lunghezza di lavoro con un rischio ridotto di rottura, preservando maggiormente l'integrità del dente.



### Elevata Efficienza di Taglio

Progettato con sezione trasversale triangolare con trattamento termico brevettato, ZenFlex presenta un'elevata efficienza di taglio che consente di raggiungere l'intera lunghezza di lavoro, anche in presenza di geometrie radicolari complesse.



### Minimamente Invasivo

Un diametro massimo della spirale di 1 mm e una punta non tagliente lavorano insieme per ridurre al minimo il trasporto e preservare l'integrità strutturale del dente.



### Forza Eccezionale

Resiste allo stress torsionale e alla fatica ciclica offrendo, di conseguenza, un rischio minimo di rottura e un ridotto trasporto.



### Eccellente Flessibilità

Il trattamento termico brevettato offre un'eccellente memoria controllata e un'eccellente flessibilità per curvature fino a 90°.



## ZenFlex si adatta alle Tue esigenze.

Con un'ampia selezione di configurazioni di diametri della punta e conicità.

### ZenFlex™ - Confezione da 6 pz.

Taper	Tip	21 mm	25 mm	31 mm
.04	.20	818-1206	818-1207	818-1208
.04	.25	818-1256	818-1257	818-1258
.04	.30	818-1306	818-1307	818-1308
.04	.35	818-1356	818-1357	818-1358
.04	.40	818-1406	818-1407	818-1408
.04	.45	818-1456	818-1457	818-1458
.04	.50	818-1506	818-1507	818-1508
.04	.55	818-1556	818-1557	818-1558
.06	.20	818-2206	818-2207	818-2208
.06	.25	818-2256	818-2257	818-2258
.06	.30	818-2306	818-2307	818-2308
.06	.35	818-2356	818-2357	818-2358
.06	.40	818-2406	818-2407	818-2408
.06	.45	818-2456	818-2457	818-2458
.06	.50	818-2506	818-2507	818-2508
.06	.55	818-2556	818-2557	818-2558

### ZenFlex™ Coni di Guttaperca - Confezione da 50 pz.

Taper	Tip	30 mm
.04	.20	825-9820
.04	.25	825-9825
.04	.30	825-9830
.04	.35	825-9835
.04	.40	825-9840
.04	.45	825-9845
.06	.20	825-9920
.06	.25	825-9925
.06	.30	825-9930
.06	.35	825-9935
.06	.40	825-9940
.06	.45	825-9945

1 confezione di ZenFlex  
Coni di Guttaperca

**25,50 €**

### ZenFlex™ - Confezione Assortita da 6 pz.

Taper	Tip	21 mm	25 mm
.04	.20	818-1421	818-1425
	.25		
.06	.30	818-1621	818-1625
	.35		

### ZenFlex™ Coni di Guttaperca - Confezione Assortita da 60 pz.

Taper	Tip	30 mm
.04	.20	825-9800
	.25	
	.30	
	.35	
.06	.20	825-9900
	.25	
	.30	
	.35	

## 14 2 Placchette da 6 ZenFlex™ + 4 Placchette da 6 Strumenti Manuali

a scelta **2** ZenFlex + a scelta **4** File manuali tra Hedstrom, K-Flex, K-Files, Reamers



2 conf.

4 conf.

**98,00 €**

**-52,62 € DA LISTINO**

## 15 elements™ IC System + 1 Buchanan Heat Plugger

Sistema Cordless per le otturazioni a caldo del canale radicolare

Il nuovo elements IC è il sistema cordless per le otturazioni a caldo più completo e affidabile, e combina l'elemento riscaldante Downpack con un'unità Backfill per l'estrusione. Ottieni risultati eccellenti e predicibili più in fretta: affidati alla sua batteria più durevole (rispetto a elementsfree), alla ricarica induttiva e a un design ergonomico e confortevole. Raggiunge la temperatura di 200°C in 0.5 secondi

☐ 973-0600-TYPE F elements IC Obturation System (EU)



**2.731,00 €**

**-1.416,13 € DA LISTINO**

## 16 elements™ IC Downpack + 1 Buchanan Heat Plugger

Otturazioni canalari di elevata qualità 3D.

Il dispositivo Downpack fornisce un riscaldamento rapido del plugger con temperatura e tempi controllati con precisione, rendendolo adatto per l'otturazione del canale radicolare.

☐ 973-0602-TYPE F - Unità Downpack, elements IC (EU)




**1.466,00 €**

**-757,19 € DA LISTINO**

### Buchanan Heat Plugger

1 Plugger a scelta tra:

- ☐ 952-0031 - .04 (XF)
- ☐ 952-0004 - .06 (F)
- ☐ 952-0005 - .08 (FM)
- ☐ 952-0006 - .10 (M)
- ☐ 952-0007 - .12 (ML)



1 pz.

**17**  
**elements Connect**  
Motore endodontico cordless

□ 815-1801 - Kit motore cordless elements Connect

E' dotato di due batterie rimovibili per un'alimentazione affidabile che consente di completare le procedure in modo sicuro e senza interruzioni.

Progettato con 14 slot di memoria; 9 preimpostazioni per strumenti Kerr, 1 impostazione reciprocante e 4 impostazioni personalizzabili.

Grazie ai movimenti adattivi, reciprocanti e rotanti presenti in un unico motore, elements Connect consente ad ogni studio di continuare ad adottare le tecniche e i protocolli esistenti.



**1.630,00 €**

**-542,47 € DA LISTINO**

**18**  
**Apex Connect**  
Rilevatore apicale elettronico

Indicatori luminosi e acustici intelligenti per le informazioni sulla lunghezza di lavoro in tempo reale. Design moderno/uso intuitivo. La funzione di auto-calibrazione di Apex Connect si attiva ogni volta che il dispositivo viene acceso. Display a colori da 63 mm/angolo di visione nitido di 45".

□ 815-1803 - Kit Apex Connect



**776,00 €**

**-257,97 € DA LISTINO**

**19**  
**1 Pulp Canal Sealer™ + 1 Buchanan Heat Plugger**

Sigillante a base di ossido di zinco-eugenolo in formulazione polvere/liquido. La versione EWT offre un tempo di lavorazione di oltre 6 ore.

1 confezione a scelta tra:


- 24875 - Standard Pack  
Contiene: 1 Liquido, 1 Pulp Canal Sealer polvere, 2 misurini
- 24746 - EWT Pack  
Contiene: 1 Liquido, 1 Pulp Canal Sealer polvere, 2 misurini



**1 conf.**

+ 1 Plugger a scelta tra:

- 952-0031 - .04 (XF)
- 952-0004 - .06 (F)
- 952-0005 - .08 (FM)
- 952-0006 - .10 (M)
- 952-0007 - .12 (ML)



**1 pz.**

**162,00 €**

**-84,04 € DA LISTINO**

**20**  
**Cleanic in tubo**  
Pasta per Profilassi a singolo passaggio a base di Perlite

2 pezzi a scelta tra:

- 3380 - con fluoruro - Menta
- 3382 - con fluoruro - Mela Verde - Senza Mentolo
- 3384 - con fluoruro - Light - senza coloranti artificiali nè aromi
- 3386 - con fluoruro - Frutti Rossi - Senza Mentolo
- 3183 - senza fluoruro - Menta

Contiene: 1 tubo da 100g.



**2 pz.**

**32,00 €**

**-30,44 € DA LISTINO**

**21**  
**1 Cleanic Monodose + 1 CleanPolish™ o 1 SuperPolish™**  
Pasta per Profilassi a singolo passaggio a base di Perlite  
Paste per profilassi e lucidatura a base di pietra pomice o ossido di alluminio

□ 3340 - Cleanic monodose

Contenuto: 200 porzioni singole di pasta per profilassi da 2g cad, 3 anelli portapasta.

1 confezione a scelta tra:

- 360 CleanPolish™ - tubetto da 50 g - al gusto di anice - senza fluoruro
- 361 SuperPolish™ - tubetto da 50 g - al gusto di anice - senza fluoruro



**1 conf.**



**1 conf.**

**67,00 €**

**-44,40 € DA LISTINO**

**22**  
**Temp-Bond™ Clear™**  
Cemento provvisorio traslucido a base resinosa

□ 33351EU - Siringhe automiscelanti

Contiene: 1 siringa (6 g), 10 puntali di miscelazione



**1 conf.**

**51,00 €**

**-28,80 € DA LISTINO**

## CaviCide™ e CaviWipes™

Disinfettanti per superfici

- Rapidi e pronti all'uso
- Efficacia clinicamente provata Battericida, virucida, fungicida, tubercolicida e lieviticida.
- Uccidono la maggior parte degli agenti patogeni in 3 minuti.
- Basso contenuto di alcol
- Inferiore al 20%, che offre un'eccellente compatibilità con i materiali
- Può essere utilizzato come spray per pulizia e decontaminazione, soluzione per pulizia in vasca ad ultrasuoni, pulizia manuale, spray disinfettante, soluzione disinfettante per l'immersione di strumenti non critici.



Microrganismo	Tempo di Esposizione
<b>TUBERCOLICIDA</b> Mycobacterium tuberculosis var: bovis (BCG) <sup>1</sup>	3 Minuti
<b>BATTERICIDA</b> Methicillin Resistant Staphylococcus aureus (MRSA) <sup>2</sup>	3 Minuti
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> <sup>3</sup>	1 Minuto
<i>Salmonella enterica</i> <sup>2</sup>	3 Minuti
<i>Staphylococcus aureus</i> <sup>3</sup>	1 Minuto
Vancomycin Resistant <i>Enterococcus faecalis</i> (VRE) <sup>2</sup>	2 Minuti
<i>Staphylococcus aureus</i> with reduced susceptibility to vancomycin <sup>2</sup>	2 Minuti
<i>Enterococcus hirae</i> <sup>3</sup>	1 Minuto
<i>Escherichia coli</i> <sup>3</sup>	1 Minuto
<i>Proteus mirabilis</i> <sup>3</sup>	1 Minuto
<b>VIRUCIDA</b> SARS-associated Human Coronavirus (SARS-COV-1) <sup>4</sup>	3 Minuti
SARS-associated Human Coronavirus 2 (SARS-COV-2) (COVID-19 Virus) <sup>4</sup>	2 Minuti
Human Coronavirus <sup>4</sup>	2 Minuti
Hepatitis B Virus (HBV) <sup>4</sup>	2 Minuti
Hepatitis C Virus (HCV) <sup>4</sup>	2 Minuti
Human Immunodeficiency Virus (HIV-1) <sup>4</sup>	2 Minuti
Herpes Simplex Virus Types 1 and 2 <sup>4</sup>	2 Minuti
Influenza A2 Virus <sup>4</sup>	2 Minuti
Modified Vaccinia Virus Ankara (MVA) <sup>4</sup>	5 Minuti
<b>FUNGICIDA E LIEVITICIDA</b> <i>Candida albicans</i> <sup>7</sup>	1 Minuto <sup>8</sup>
<i>Trichophyton mentagrophytes</i> <sup>2</sup>	3 Minuti

### Compatibilità con i Materiali

CaviCide™ e CaviWipes™ sono consigliati per l'impiego su superfici dure e non porose di dispositivi medici non critici. Queste superfici includono i materiali plastici (ad esempio policarbonato, cloruro di polivinile, polipropilene e polistirene), l'acciaio inossidabile, il vetro, il plexiglas, il vinile non poroso e le imbottiture e le superfici verniciate. CaviCide e CaviWipes sono anche altamente compatibili con tutti i materiali da impronta, tra cui siliconi e alginati.

Superficie di Test	Acrilico	Polyethylene	PVC	Neoprene	Kraton G	Silicone	EPO TEK 353	Naugahyde	Formica (Bianco)	Formica (Nero)	Alluminio	Ottone	Acciaio al Carbonio	Ottone Cromato	Rame	Ottone placcato al Nickel	Acciaio Inossidabile	Vetro
CaviCide™ - Basso Contenuto di Alcol (17,2%)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Prodotto Spray con PH basso a base di Perossido di Idrogeno (0,4%)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Spray a base di Ipooclorito di Sodio (0,65%)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Prodotto Spray ad Alto Contenuto di Alcol (62%)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

### 23 CaviWipes Flat Pack

- 4731245 CaviWipes - Flat Pack

Contiene: 20 confezioni da 45 salviette

1 conf. 20 conf. da 45 salviette  
**124,00 €**

-20,09 € DA LISTINO

### 24 CaviWipes Barattolo

- 4731160 CaviWipes - Barattolo

Contiene: 12 barattoli da 160 salviette

1 conf. 12 barattoli da 160 salviette  
**115,00 €**

-8,64 € DA LISTINO

### 25 CaviCide Tanica

- 4731223 CaviCide Tanica 5L

Contiene: 1 tanica da 5 Litri

1 pz. 1 tanica da 5 litri  
**47,00 €**

-14,69 € DA LISTINO

### 26 CaviCide Flaconi

- 4731222/15 CaviCide - Flaconi da 700 ml


Contiene: 15 flaconi da 700 ml

1 conf. 15 flaconi da 700 ml  
**173,00 €**

-63,10 € DA LISTINO

- AOAC 965.12
- AOAC 961.02
- EN 13727, EN 16615, EN 13697, EN 14561 (Condizioni pulite)
- ASTM E1053-11
- ASTM E1053-20
- EN 14476, EN 16777 (Condizioni pulite)
- EN 13624, EN 16615, EN 13697, EN 14562 (Condizioni pulite)
- Se utilizzato come disinfettante spray (EN 13697), il tempo di contatto è di 1 minuto. Se utilizzato come soluzione disinfettante ad immersione (EN14562) il tempo di contatto è di 3 minuti. (Condizioni pulite).

**135 ANNI**  
DI KERR DENTAL



1891

Fondata negli Stati Uniti come la "Detroit Dental Manufacturing Company"

Lazienda cambierà nome in "The Kerr Manufacturing Company" nel 1939

### Nuovi Prodotti

Lanci di molti prodotti di successo tra cui Tubli-Seal, Temp-Bond, Herculite, e OptiBond.



### Inizia la produzione in Europa

Aprire lo stabilimento di Kerr Italia a Scafati

1959



1960 - 1990



### Espansione Globale

Kerr si espande ulteriormente nel mondo: Svizzera, Repubblica Ceca, Medio Oriente e Africa

1990 - 2010



**Envista**

### Leader di Mercato

Kerr è parte di Envista insieme ad altre aziende del settore dentale tra cui Nobel Biocare e Ormco.


2019 - Oggi

# KERR PASSA AD UN IMBALLAGGIO PIU' RISPETTOSO DELL'AMBIENTE

Kerr sostituirà, in più fasi, i suoi imballaggi in plastica con imballaggi in cartone. Questo passaggio ridurrà significativamente la quantità di plastica e fa parte del nostro impegno per una produzione più sostenibile e rispettosa dell'ambiente.

Nell'ambito di questo cambiamento, Kerr offre ora gran parte della sua gamma di accessori per lucidatura e restauro in scatole di cartone ecologiche. Queste nuove confezioni non solo sono rispettose dell'ambiente, ma consentono anche ai dentisti di controllarne il contenuto tramite i simboli posti sulla parte esterna delle confezioni.

Ecco, ad esempio, il nuovo confezionamento delle Matrici Hawe™ Adapt™:



"Passare a imballaggi ecologici per oltre 280 articoli è per noi un passo importante per fare la nostra parte per l'ambiente" ha affermato Alessandra Bufo, Vicepresidente EMEA Commercial - Consumables

"Siamo orgogliosi di offrire ai nostri clienti opzioni più rispettose dell'ambiente, garantendo al tempo stesso il mantenimento della qualità e della funzionalità dei nostri prodotti."

La maggioranza di questi 280 prodotti finiti sarà al 100% priva di plastica, mentre per pochi altri la plastica sarà ancora necessaria. La riduzione totale della plastica per questi articoli sarà superiore all'85% e porterà a una riduzione totale stimata di plastica pari a 18/21 tonnellate all'anno.

Kerr continua ad impegnarsi nello sviluppo di soluzioni sostenibili e nella promozione di pratiche rispettose dell'ambiente in tutte le aree della propria attività. Il passaggio a un imballaggio ecologico è solo un esempio dell'impegno dell'azienda per un futuro sostenibile.

## A proposito di Kerr


*Kerr è un fornitore di materiali di consumo medico-odontoiatrici. Con oltre 130 anni di esperienza nel settore, Kerr si è costruita una reputazione di qualità e innovazione. L'azienda si impegna a fornire i migliori prodotti e servizi ai propri clienti, fornendo allo stesso tempo un contributo positivo all'ambiente.*

**Kerr™**

*takes care.*

Continuous Improvement to contribute to a more sustainable and ecologic friendly future.

## TPO IN ODONTOIATRIA



Il 1° settembre 2025, l'Unione Europea ha stabilito il divieto di immissione sul mercato e messa a disposizione di prodotti contenenti due sostanze chimiche: il **TPO** (Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide) e il **DMTA** (Dimethyltolylamine).

L'UE ha classificato queste sostanze come potenzialmente pericolose e **tossiche per la riproduzione**.

### COS'È IL TPO E PERCHÉ È COSÌ IMPORTANTE?

Il **Trimetilbenzoyl Difenilfosfina Ossido (TPO)** è un fotoiniziatore di Tipo I, una sostanza che reagisce alla luce (in particolare nella lunghezza d'onda del vicino UV) per avviare una reazione a catena che trasforma un liquido in un solido stabile.

Grazie a questa proprietà, il TPO è ampiamente utilizzato in vari campi, tra cui inchiostri da stampa, rivestimenti industriali e, in modo cruciale, i gel per unghie e le resine composite dentali.

La norma **riguarda il settore cosmetico** dove gli additivi che contengono questi componenti sono molto utilizzati per l'indurimento delle resine fotopolimerizzabili utilizzate per ricostruire le unghie.

### CHE COSA SUCCUDE NEL SETTORE ODONTOIATRICO?

Il **Regolamento sui Dispositivi Medici (MDR)** si basa sulla **gestione del rischio**: anche se una sostanza ha proprietà pericolose, il suo uso è permesso se il rischio di esposizione è gestibile e i benefici superano i pericoli, questo comporta che al momento i prodotti odontoiatrici contenenti TPO continueranno ad essere commercializzati ed utilizzati **IN AMBITO CONTROLLATO E IN CAMPO ISOLATO, GRAZIE ALL'UTILIZZO DELLA DIGA**.

### MA...ESISTE UN MA DA NON SOTTOVALUTARE PER IL PROFESSIONISTA ODONTOIATRICO:

*"Il rischio maggiore è per gli operatori che sono esposti quotidianamente a queste sostanze, soprattutto prima che il prodotto sia completamente fotopolimerizzato, tramite inalazione, contatto diretto e assorbimento cutaneo"; come ricorda ANTLO.*

(Articolo completo: [www.odontoiatria33.it/approfondimenti/26359/additivi-funzionali-a-base-di-tpo-e-dmta-antlo-ricorda-il-rischio-e-per-l-operatore.html](http://www.odontoiatria33.it/approfondimenti/26359/additivi-funzionali-a-base-di-tpo-e-dmta-antlo-ricorda-il-rischio-e-per-l-operatore.html))

**Noi di Kerr teniamo alla salute dei nostri clienti e dei loro pazienti e vogliamo informarti che**

**TUTTI I NOSTRI PRODOTTI SONO DA SEMPRE TPO FREE.**



Il tuo Team Kerr

# Referenti Kerr Italia

## **Ilaria Barbieri**

Sales Director Consumables Italy, Iberia, Adriatics, Balkans, Hungary, Serbia, Greece, Malta & EU Growth Initiatives | Kerr

## **Sara Lupo**

Marketing Manager Consumables Kerr Italia  
sara.lupo@envistaco.com - Tel. 347 61 91 058

## **Fabio Tursi**

Area Sales Manager Italy  
Scientific Specialist Italy & Sales Rep Puglia e Matera  
fabio.tursi@envistaco.com - Tel. 335 83 12 878

## **Manuela Salerno**

Cliniche Nord Italia  
Sales Rep. Torino  
manuela.salerno@envistaco.com - Tel. 348 23 40 069

## **Pamela Serena**

Courses Trainer Field  
Sales Rep. Milano, Lecco, Monza/Brianza  
pamela.serena@envistaco.com - Tel. 342 92 76 796

## **Lorella De Marchi**

Sales Rep. Venezia, Belluno e Treviso e Friuli Venezia Giulia  
lorella.demarchi@envistaco.com - Tel. 335 84 43 280

## **Maurizio Vannucci**

Sales Rep. Toscana  
maurizio.vannucci@envistaco.com - Tel. 342 99 69 012

## **Gaia Anastasi**

Sales Rep. Roma, Viterbo, Rieti  
gaia.anastasi@envistaco.com - Tel. 348 03 44 375

## **Amedeo Cavallaro**

Sales Rep. Campania (eccetto Salerno e Napoli città), Molise, Frosinone, Latina e Potenza  
amedeo.cavallaro@envistaco.com - Tel. 345 84 95 494

## **Caterina Bellavista**

Sales Assistant Kerr Italia  
caterina.bellavista@envistaco.com

## **Valentina Lamperti**

Telesales  
Sales Rep. Piemonte (eccetto Torino), Liguria e Valle d'Aosta  
valentina.lamperti@envistaco.com - Tel. 340 49 35 374

## **Giovanni Locatelli**

Sales Rep. Lombardia (eccetto Milano, Lecco, Monza/Brianza)  
giovanni.locatelli@envistaco.com - Tel. 348 83 06 460

## **Tania Concato**

Sales Rep. Padova, Rovigo, Vicenza, Verona e Trentino A. A.  
tania.concato@envistaco.com - Tel. 342 80 62 975

## **Giovanni Achiluzzi**

Sales Rep. Emilia-Romagna  
giovanni.achiluzzi@envistaco.com - Tel. 348 98 70 236

## **Marco Monaco**

Sales Rep. Abruzzo, Sardegna e Napoli (città)  
marco.monaco@envistaco.com - Tel. 335 74 39 531

## **Sara Trabalza**

Sales Rep. Umbria, Marche  
sara.trabalza@envistaco.com - Tel. 348 99 82 835

## **Vincenzo Teodosio**

Sales Rep. Salerno, Calabria e Sicilia  
vincenzo.teodosio@envistaco.com - Tel. 335 75 46 335



**348 03 44 601**

## Assistenza Clienti tramite WhatsApp

## Kerr Newsletter e social media

Rimani sempre aggiornato con le ultime notizie da Kerr Dental:

- nuovi prodotti
- offerte speciali
- corsi ed eventi
- studi clinici e testimonianze
- ... e molto altro ancora!



Iscriviti al link:  
<https://www.kerrdental.com/it-it/newsletter-it>  
oppure inquadra il codice QR

## Kerr Around the World!

La nuova campagna per esserti pù vicino, anche attraverso i tuoi social media preferiti! Seguici su:

@kerrdentalit

@KerrDental\_Italia

@kerr-Dental-Italia

o scopri i nostri Video nel canale KerrdentalEMEA