

Tecnologia RVG Consolidata. Affidabilità Dimostrata.

RVG 5200





Imaging Intuitivo. Prezzo Conveniente.

Poiché ciascuna diagnosi inizia con una radiografia, il sensore ha un ruolo importante nel vostro studio. Deve produrre immagini di qualità elevata, che vi permettono di formulare diagnosi affidabili. Deve semplificare l'acquisizione dell'immagine, invece di complicare il flusso di lavoro. Il sensore deve assicurare il comfort, in modo tale che, innanzitutto, i pazienti possano accettare comodamente l'esperienza dell'imaging.

RVG 5200 è il sensore semplice e allo stesso tempo conveniente in termini economici, sul quale potete fare affidamento per soddisfare queste aspettative perché fornisce elevate capacità diagnostiche ed efficienze nel flusso di lavoro. Inoltre, si integra nella maggior parte dei software per la gestione degli studi odontoiatrici velocizzando il vostro modo di operare.

LE IMMAGINI DIAGNOSTICHE CHE VI OCCORRONO — ALLE VOSTRE CONDIZIONI


L'acquisizione di un'immagine è solo il primo passo. Ottenere un'immagine diagnostica, utile per il vostro lavoro richiede molto di più. Per questo RVG 5200 dispone di tre filtri anatomici di miglioramento preprogrammati — endo, perio e giunzione smalto dentina — che ottimizzano il contrasto dell'immagine in base alle esigenze diagnostiche, per diagnosi più rapide e più accurate. Inoltre, la barra di facile uso per l'aumento della nitidezza con cursore scorrevole vi permette di personalizzare l'aspetto dell'immagine, con le caratteristiche ideali di presentazione che preferite.

POSIZIONARE. ESPORRE. VISUALIZZARE.

Poiché non prevede alcun box di controllo, il flusso di lavoro di RVG 5200 è molto semplice: si posiziona, si espone e si visualizza. Non è necessario armare il sensore o aprire l'interfaccia di acquisizione immagini per acquisire un'immagine. RVG 5200 è sempre pronto insieme a voi per acquisire le immagini.

POSIZIONAMENTO DEL SENSORE: SEMPLICITÀ E COMFORT

Grazie all'entrata dal lato posteriore, ottimizzata ergonomicamente, del cavo che è il 20% più sottile rispetto ai modelli precedenti, RVG 5200 rende il posizionamento del sensore più facile che mai prima d'ora. Inoltre, il cavo più sottile permette in particolare di realizzare radiografie bitewing migliori e un'acquisizione semplificata di bitewing verticali. Un set completo di posizionatori rende il posizionamento più rapido, permettendovi di acquisire tutte le immagini che desiderate e di assicurare il comfort ai pazienti.





Massima
durabilità



Elevata qualità
d'immagine



Pratico avvio
rapido



Impermeabilità
all'acqua e
all'aria

TECNOLOGIA AFFIDABILE

Decenni di esperienza nello sviluppo e nella fabbricazione dei sistemi Carestream Dental per radiografia digitale supportano il sensore RVG 5200. Per proteggere il vostro investimento, tutti i punti di collegamento lungo il cavo del sensore sono stati rinforzati per un aumento della durabilità, assicurando che il sensore possa resistere a trazioni e torsioni rilevanti. Inoltre, tutti i nostri sensori RVG sono testati a fondo per assicurare un'elevata impermeabilità per lungo tempo, permettendo l'immersione completa per prevenire al massimo le infezioni.

INSTALLAZIONE SEMPLICE

Le guide di installazione rapida e per l'utente di RVG 5200 guidano i membri del team nel processo d'installazione, mentre lo strumento di post-installazione verifica che il sistema funzioni correttamente per eliminare eventuali intervalli di inattività. Per una maggiore comodità ed efficienza, gli strumenti incorporati per l'assistenza aiutano i tecnici quando eseguono la manutenzione e la diagnostica del sistema.

QUALITÀ ACCESSIBILE

Il sistema RVG 5200 assicura immagini radiografiche dentali di qualità pari o superiore a quella di altri sensori intraorali nel mercato: non dovrete più sacrificare la qualità delle immagini a favore di un prezzo economico. Grazie al flusso di lavoro lineare e alle immagini diagnostiche, è facile rendersi conto che RVG 5200 ripaga rapidamente da sé l'investimento.



Per maggiori informazioni, inviate un'email a info.emea@csdental.com o visitate carestreamdental.it.



Carestream Dental Italy

@carestreamdental.italy