

**MYLUNOS DUO –
IL LUNOS PER OGNI NECESSITÀ**
PER LA PREVENZIONE E LA TERAPIA MINI-INVASIVA



IL MYLUNOS PER TUTTI I CASI

MyLunos Duo® combina in un'unica seduta di profilassi due metodi di trattamento: polvere e ultrasuoni. L'unità combinata consente quindi di eseguire un trattamento di profilassi completo: dalla rimozione del tartaro con gli ultrasuoni alla rimozione del biofilm con il manipolo spray.

SISTEMA IDRICO FLESSIBILE

MyLunos Duo® dispone di un collegamento idrico fisso per le applicazioni a spray e a ultrasuoni e di un serbatoio idrico aggiuntivo con un volume di riempimento di 500 ml per gli ultrasuoni.



MANIPOLO ABLATORE CON LED

Manipolo ablatore particolarmente leggero e maneggevole con illuminazione a LED per una visione ottimale dell'area di lavoro.



Video su
MyLunos Duo®



SPRAY

ULTRASUONI

RECALL

TERMINALI INTERCAMBIABILI PERIO E SUPRA

La rapida sostituzione dei due terminali e la loro rotazione a 360° consente di trattare in modo mirato anche le aree più difficili da raggiungere.



CONTENITORI PER LA POLVERE

Sono disponibili 2 contenitori per la polvere: il contenitore Supra per la polvere Lunos® Gentle Clean e il contenitore Perio per la polvere più fine Lunos® Perio Combi.

DOPPIA PROTEZIONE CONTRO LE OSTRUZIONI

Il flusso d'aria continuo nel manipolo a spray protegge attivamente dalle ostruzioni. Inoltre, le polveri Lunos® sono altamente idrosolubili.



DISPLAY TOUCH INTUITIVO

Tutte le funzioni possono essere controllate in modo intuitivo. La superficie liscia può essere pulita e disinfettata facilmente.



POLVERE – CON MYLUNOS DUO

La funzione spray dell'unità combinata MyLunos Duo® garantisce un'applicazione accurata. Tutto è progettato per garantire i migliori risultati possibili, in modo particolarmente delicato e piacevole per il paziente.

IL TRATTAMENTO CON LA POLVERE DI MYLUNOS DUO

Applicazione in base alle esigenze:

- Applicazione spray sotto e sopragengivale
- Sostituzione flessibile e rapida della polvere durante il trattamento

Protezione contro le ostruzioni:

- Flusso d'aria continuo nel manipolo
- Polvere per profilassi Lunos® completamente idrosolubile

Massimo comfort per il paziente:

- Acqua riscaldata durante il trattamento
- Sapore gradevole delle polveri per profilassi Lunos® e senza residui



TERMINALI SUPRA E PERIO INTERCAMBIABILI

Sono disponibili due diversi terminali per uso sopra e sottogengivale. Ciascuno di essi può essere ruotato di 360° e consente un accesso agevole alle aree più difficili da raggiungere nella bocca del paziente. I due terminali possono essere scambiati rapidamente e facilmente durante il trattamento, consentendo un lavoro altamente efficiente.

TERMINALE SUPRA

PER APPLICAZIONI SORAGENGIVALI

Il terminale ha un angolo di apertura ideale e focalizza il getto spray in modo preciso su un'ampia zona di lavoro.

FORTE E DELICATA – LUNOS® POLVERE PER PROFILASSI.

L'innovativo agente abrasivo delle polveri Lunos® Gentle Clean e Perio Combi è il Trealosio, particolarmente solubile in acqua. La polvere ha un sapore piacevolmente dolce, non è cariogena, non lascia residui di polvere nella bocca del paziente ed è delicata sulla mucosa orale.



SENZA:

- ✓ INGREDIENTI DI ORIGINE ANIMALE
- ✓ LATTOSIO
- ✓ GLUTINE
- ✓ FRUTTOSIO



SENZA:

- ✓ INGREDIENTI DI ORIGINE ANIMALE
- ✓ LATTOSIO
- ✓ GLUTINE
- ✓ FRUTTOSIO

LUNOS® POLVERE PER PROFILASSI GENTLE CLEAN

Per la detersione sopragengivale e la rimozione delicata di pigmentazioni estrinseche.

Principio attivo innovativo a base di Trealosio:

- granulometria circa 65 µm
- non irritante per la mucosa

Massima solubilità in acqua:

- non lascia residui di polvere nella bocca del paziente
- protegge l'impianto di aspirazione e il manipolo da ostruzioni

LUNOS® POLVERE PER PROFILASSI PERIO COMBI

Per la rimozione del biofilm e la detersione sopragengivale.

Principio attivo innovativo a base di Trealosio:

- granulometria circa 30 µm
- non irritante per la mucosa

Massima solubilità in acqua:

- non lascia residui di polvere nella bocca del paziente
- protegge l'impianto di aspirazione e il manipolo da ostruzioni

TERMINALE PERIO



PER APPLICAZIONI SOTTOGENGIVALI

La punta Perio, flessibile e particolarmente stretta, è fornita in confezione sterile e può essere smaltita in modo sicuro dopo l'uso.

TERMINALI COMPATIBILI

L'esclusiva compatibilità dei terminali con il manipolo MyLunos® consente un uso flessibile degli accessori.



ULTRASUONI – CON MYLUNOS DUO

Il manipolo ablatore sottile e leggero con illuminazione a LED, l'ampia gamma di strumenti e il livello di potenza facilmente regolabile con il display touch consentono un'accurata rimozione del tartaro.

MYLUNOS DUO ULTRASUONI

In sintesi:

- Rimozione del tartaro sub e sopragengivale
- Sostituzione semplice e rapida tra ultrasuoni e getto di polvere durante il trattamento
- Sistema idrico flessibile: connessione idrica fissa o serbatoio d'acqua con volume di riempimento di 500 ml

MANIPOLO ABLATORE MYLUNOS DUO*

Ergonomia ottimale:

- Manipolo ablatore leggero e sottile*.
- Illuminazione a LED per una visibilità ottimale dell'area di lavoro.
- Cambio rapido degli strumenti e avvvitamento sicuro con la chiave dinamometrica



VERSATILITÀ STRAORDINARIA – STRUMENTI ABLATORI

MyLunos Duo® offre un'ampia varietà di strumenti ablatori*, che possono essere utilizzati a seconda delle necessità. Gli strumenti sono realizzati in acciaio medico inossidabile, mentre l'attacco IC1 per la detersione degli impianti è realizzato al 100% in PEEK (plastica high-tech).

STRUMENTI PER LA DETERSIONE*

Applicazione in base alle esigenze:

- Ampia gamma di strumenti, anche per impianti
- Cambio flessibile degli strumenti tramite la chiave dinamometrica
- Livelli di potenza regolabili
- Tutti gli strumenti e gli accessori, nonché la chiave dinamometrica, sono completamente ricondizionabili

INCLUSO NELLA CONFEZIONE

DISPONIBILE COME OPTIONAL

S2



Punta più corta, sezione triangolare e superficie arrotondata per l'uso universale su superfici interprossimali e aree posteriori.

Funzione: Scaler

S1-S



Punta stretta e lunga, sezione triangolare e superficie arrotondata per la rimozione del tartaro sopragengivale.

Funzione: Scaler

P10



Punta extra-lunga, leggermente ricurva e superficie arrotondata per la rimozione delicata del tartaro sottogengivale.

Funzioni: Supra e Scaler

P16L



Punta di lavoro angolata a sinistra, a forma di curette, per la rimozione sopra e sottogengivale del tartaro e del biofilm nelle tasche profonde e nelle forcazioni della regione premolare/molare.

Funzione: Perio Scaler

P11



Punta di lavoro curva a destra (15°) e superficie arrotondata per la rimozione delicata del tartaro sottogengivale.

Funzioni: Supra e Scaler

P16R



Punta di lavoro angolata a destra, a forma di curette, per la rimozione sopra e sottogengivale di tartaro e biofilm in tasche profonde e forcazioni nella regione premolare/molare.

Funzione: Perio Scaler

P12



Punta di lavoro curva a sinistra (15°) e superficie arrotondata per la rimozione delicata del tartaro sottogengivale.

Funzioni: Supra e Scaler

ICS + IC1



Strumento speciale in due parti con portastrumenti ICS e attacco conico IC1 per la detersione di superfici implantari e restauri.

Funzione: Perio Scaler

WWW.LUNOS-DENTAL.COM

DUERR DENTAL ITALIA S.R.L.
Via Remo Brambilla 16
20863 Concorezzo (MB)
Italy
www.duerrdental.com
italia@duerrdental.com

