

GC Ibérica - Promoções e novidades

Julho a dezembro de 2026



everX Flow™

Compósito fluido reforçado com microfibras



- ✓ Substituição da dentina que reforça as suas restaurações desde o interior
- ✓ Fibras que param as fissuras
- ✓ Colocação fácil em bloco até 5,5 mm
- ✓ Adapta-se perfeitamente às paredes da cavidade sem se desprender


Graças à sua tixotropia ideal, o **everX Flow** adapta-se facilmente a qualquer preparação e evita a formação de bolhas. A sua fluidez controlada permite a colocação nos molares superiores sem que caia ou se desprenda.



Javier Tapia Guadix, Espanha



Fonte:
GCC R&D - Dados em arquivo



Ideal para **cavidades posteriores profundas**



Ideal para **resultados mais estéticos** e para **reconstrução de cotos**



Onlay e Overlay — Selagem imediata da dentina pelo Dr. Javier Tapia Guadix

everX Flow + G-ænial Universal Injectable Starter Kit

Ref. 10004834

everX Flow Syringe 2ml Bulk x 1,
everX Flow Syringe 2ml Dentin x 1,
G-ænial Universal Injectable Syringe 1ml A2 x 1,
G-ænial Universal Injectable Syringe 1ml A3 x 1,
Dispensing Tip III Plastic x 40,
Dispensing Tip Long Needle x 20,
Light-protective Cap x 4

PROMOÇÃO

rec. 287,00 € **155,00 €**



everX Flow Syringe 2ml (3.7g) Bulk shade

Ref. 10001488

everX Flow Syringe 2ml (3.7g) Bulk shade
+ 20 x Dispensing Tips III Plastic
+ Light protective cap



everX Flow Syringe 2ml (3.7g) Dentin shade

Ref. 10001489

everX Flow Syringe 2ml (3.7g) Dentin shade
+ 20 x Dispensing Tips III Plastic
+ Light protective cap

PROMOÇÃO

rec. 74,30 € **55,00 €**

Restauração de classe II - Dr. Georg Benjamin, Alemanha

Preparação da cavidade



Aplicação do everX flow



Camada final com Essentia (cor universal)



Situação pós-operatória



G-ænial™ A'CHORD


O compósito premium universal com um sistema de cores simplificado



Excelente estética
com apenas **5 cores**.



Resultado final
com **fluorescência natural**
em qualquer tipo de iluminação.



G-ænial® A'CHORD
Dr. J. Tapia, Espanha.

Polimento excepcional,
fácil e rápido para obter
um brilho elevado.



Dr. Boujemaa, França.


Consistência agradável
adequada à utilização
ou então com instrumento
de modelagem ou com pincel.



Combinação de **3 tecnologias**
para proporcionar uma **elevada**
resistência, um **desgaste reduzido**
e a **estabilidade da cor** ao longo
do tempo.



Dr. A. Mak, Austrália.



SEM
BISFENOL-A

Procura as **tiras ideais**
para **contornar, dar**
o acabamento e polir
restaurações de metal,
ionómeros de vidro
ou compósitos?

G-ænial A'CHORD Layering Kit Syringe

Ref. 10006767

5 seringas, 2,1 ml/4 g. 1 de cada cor:
A2, A3, AO2, AE, JE



PROMOÇÃO
rec. 324,20 € **237,00 €**



G-ænial A'CHORD Core Kit Syringe

Refs. 10006768

5 seringas, 2,1 ml/4 g
1 de cada cor:
1x A1, A2, A3, A3.5, A4

G-ænial A'CHORD Bleach Kit Syringe

Refs. 10006771

3 seringas, 2,1 ml/4 g
BW, BOW, JE



PROMOÇÃO
rec. 195,45 € **145,00 €**

48,35 €/seringa

G-ænial A'CHORD Trial Kit A Syringe

Refs. 10006769

3 seringas, 2,1 ml/4 g
2 x A2, 1 x A3



G-ænial A'CHORD Refills Unitip / Syringe

PROMOÇÃO

rec. 72,15 € **52,00 €**

Syringe 2.1ml (4g)



PROMOÇÃO

rec. 77,40 € **56,50 €**

Unitips 15 x 0.16ml



NOVAS TIRAS DE METAL

Refs.

10000096 - Assortment, 12pcs
10000092 - Red Mesh N°200 Assortment, 4x3pcs
10000097 - Red Mesh N°200, 12pcs
10000093 - Blue Mesh N°300, 4x3pcs
10000098 - Blue Mesh N°300, 12pcs
10000094 - Green Mesh N°600 Assortment, 4x3pcs
10000099 - Green Mesh N°600, 12pcs
10000095 - Yellow Mesh N°1000 Assortment, 4x3pcs



PVP REC.
124,70 €

Duradouras e resistentes:
Não deformam nem partem.

Eficiência garantida:
Acabamento com água
e utilização repetida.

Tecnologia avançada:
Galvanizadas com óxido de alumínio
para maior abrasão e adesão.

G-ænial™ Universal Injectable


Compósito de restauração de elevada resistência

Transforme a sua forma de trabalhar

- ✓ Não escorre nem goteja, permitindo um controlo total do compósito
- ✓ Permite criar cúspides, contornos e até paredes proximais de forma simples
- ✓ Permite dar forma e contornar, enquanto injeta
- ✓ Indicações universais: colocação rápida, manipulação e estética, para todas as classes de cavidades
- ✓ Ponta flexível, que permite aceder facilmente às zonas de difícil acesso
- ✓ Polibibilidade inigualável




Classe I




Classe II



Classe III



Classe IV



Classe V

3 passos em 1:

Dar forma
e contornar,
enquanto
injeta



G-ænial™ Universal Injectable

G-ænial Universal Injectable + G-Premio BOND Kit

Ref. 10003741

G-ænial Universal Injectable Syringe 1ml A1 x 1,
G-ænial Universal Injectable Syringe 1ml A2 x 1,
G-ænial Universal Injectable Syringe 1ml A3 x 1,
G-Premio BOND 5ml x 1,
Dispensing Tip Long Needle x 30,
Light-protective cap x 3



PROMOÇÃO

rec. 298,80 € 180,00 €



Transfira o Guia clínico da
técnica de injeção do compósito

EXACLEAR

Silicone de vinil-polisiloxano transparente

- ✓ **Transparência** que garante uma fotopolimerização altamente eficaz através do silicone.
- ✓ **Consistência ideal:** silicone fácil de cortar e perfurar para a técnica de injeção.
- ✓ **Poupança de tempo:** em apenas 2 minutos na boca, a impressão está pronta a ser retirada.

EXACLEAR Cartridges 2 x 48 ml (51 g)

Ref. 10001483

2 x cartuchos EXACLEAR
+ 6x Mixing Tip II L (Blue)



PROMOÇÃO

rec. 91,15 € 67,00 €

INJECTION MOULDING KIT

Ref. 10003753

3 seringas G-ænial Universal Injectable
(A1, A2, A3)
+ 1 x cartucho EXACLEAR



PROMOÇÃO

rec. 172,70 € 115,00 €

Desgaste na parte anterior — Técnica de injeção




Isolamento dos dentes
15 a 25.



Chave de silicone PARCIAL:
faça um orifício de acesso na
chave de silicone, na borda
incisal dos dentes
12, 21 e 23.



Chave de silicone TOTAL:
faça um orifício de acesso na
chave de silicone, na borda
incisal dos dentes
13, 11 e 22.



Microabrasão dos dentes
13 a 23.



Injete GUI utilizando a chave
de silicone PARCIAL.



Injete GUI utilizando a chave
de silicone TOTAL.



Acabamento interproximal
Novas tiras de metal e EPITEX.



Ajuste a oclusão.



EQUIA Forte™ HT

Uma solução biocompatível,
estética e confortável

- ✓ Durabilidade comprovada, graças à sua camada de revestimento de reforço personalizada.
- ✓ Ideal para as **Classes V, I e II** a longo prazo: **alternativa perfeita à amalgama** para cavidades pequenas e médias.
- ✓ Colocação em **bloco (BULK)** autoadesiva, rápida e fácil.
- ✓ Não necessita de pré-tratamento ou adesivo, pelo que não há sensibilidade pós-operatória.
- ✓ Económico.



DA DENTAL ADVISOR
Product insights you can trust.



As cápsulas **EQUIA Forte HT** foram concebidas para manter a qualidade excecional do produto ao mesmo tempo que protegem o ambiente. Com **menos 25% de plástico** que a concorrência, as cápsulas EQUIA Forte HT contribuem para a redução das emissões de CO₂.



Restauração cervical com EQUIA Forte HT



Dr. Javier Tapia Guadix,
Espanha



EQUIA Forte HT Intro Pack

Refs. 10004846 - A2 / 10004796 - A3 / 10004950 - B2
20 cápsulas **EQUIA Forte HT**, A2 Fil, A3 Fil o B2 Fil,
20 monodoses **EQUIA Forte Coat**
e 25 aplicadores.

PROMOÇÃO
rec. 115,25 € **85,00 €**

EQUIA Forte HT Refill Pack

Ref.: 10004841
GC EQUIA Forte HT
Refill Pack A2, 50 cápsulas

Ref.: 10004901
GC EQUIA Forte HT
Refill Pack A3, 50 cápsulas

PROMOÇÃO
rec. 204,55 € **135,00 €**

Na compra
de **400 CÁPSULAS**



GRÁTIS*: 1 vibrador de cápsulas **SilverMix**
(avaliado em 400 €)
Ref.: 70000070




Colocação fácil e rápida em bloco



Colocar	Forma	Acabamento	Cobertura	Fotopolimerização
A verdadeira técnica de obturação em bloco. Apresentação prática em cápsulas.	Tempo de trabalho prolongado. Fácil de contornar. Não pegajoso.	Cura em 2'30".	Superfície brilhante sem polir, com uma maior resistência à abrasão e uma selagem marginal excecional.	Acabamento em apenas 3'25".

Paciente com elevado risco de cáries



Cortesia do Dr. Zeynep Bilge Kütük (Turquia)



Técnica de impressão com
EQUIA Forte HT

G-Premio BOND

Adesivo universal com várias indicações

A solução multiusos

- ✓ **Para compósitos diretos.** Compatível com todos os compósitos da GC e todas as formas de gravação.
- ✓ **Para restaurações coronorradiculares.** Gradia Core... Opção de endurecimento duplo, se necessário. Elevada adesão, mesmo em aplicação Bulk.
- ✓ **Para adesão indireta: inlays/onlays, facetas.** G-CEM LinkForce, G-CEM Veneer.
- ✓ **Compatível com todos os cimentos de resina GC.** Espessura de película muito reduzida.
- ✓ **Para reparações de cerâmica + metal.** Restaurações diretas e indiretas — Com passos simples.



Porquê universal?



Universal no que toca aos modos de gravação
A escolha é sua!



Universal no que toca às indicações
É multifuncional!



Universal no que toca ao desempenho
Um desempenho ideal em diferentes substratos!

* Fotos cortesia do Dr. S. Koide (Japão)
** Fotos cortesia do Dr. E. Sauji (Japão)
*** MDTP: Metacrilóiloxidecil di-hidrogenofosfato



G-Premio BOND 3 Bottle Pack

Ref. 10001458
3 x G-Premio BOND
Bottle Refill, 5ml



PROMOÇÃO
rec. 314,55 € **230,00 €**
Frasco: 76,66 €/unidade

G-Premio BOND Refill

Ref. 10001461
G-Premio BOND
Bottle Refill, 5ml



PROMOÇÃO
rec. 123,00 € **89,00 €**



Frasco de silicone e bico fino para uma dispensação mais precisa: até **300 gotas** por frasco! Estável até à última gota.

G2-BOND Universal

A liderar o caminho para... um novo padrão

O novo padrão de adesão universal de 2 frascos.

- ✓ Modos de gravação universais.
- ✓ Desempenho ideal em diferentes substratos graças à combinação de 3 monómeros funcionais.
- ✓ Indicações universais.



G2-BOND Universal Kit

Ref. 10006819
G2-BOND Universal,
1x 1-PRIMER Bottle Kit 5ml,
1x 2-BOND 5ml,
Acessórios.



PVP REC.
196,50 €

Perguntas frequentes




Essentia Universal

Uma cor que combina com tudo

Além de se integrar perfeitamente, o **Essentia Universal** também se adapta às suas preferências de manuseamento. Com três viscosidades disponíveis, escolha a ideal para si!

Descubra a integração perfeita!

Essentia cor Universal (pasta)
mimetizado com diferentes
cores de dentes



Evita a complicação de
escolher uma cor
Um único produto

GC Essentia HiFlo U

Ref. 10003383

GC Essentia HiFlo U,
Syringe 2ml (3.6g)



GC Essentia LoFlo U

Ref. 10003385

GC Essentia LoFlo U,
Syringe 2ml (3.44g)



GC Essentia U

Ref. 10003524

GC Essentia U,
Syringe 2ml (4.0g)




PROMOÇÃO

rec. 70,20 € **51,00 €/unidade**



Essentia Universal,
uma cor que se adapta a todos

Um aliado perfeito para qualquer restauração



Limpeza das lesões sem cáries



Restauração com
Essentia LoFlo Universal



Visão pós-operatória após polimento



O Essentia HiFlo é um composto fluido com **elevada viscosidade**, perfeito para uma adaptação fácil às preparações e com excelente fluidez para cavidades estreitas. Oferece excelentes propriedades de manuseamento, com resistência superior e uma elevada radiopacidade superior a 300%, o que facilita o diagnóstico de cáries secundárias.



O Essentia LoFlo é um composto injetável de **baixa fluidez**, ideal para casos em que é necessário um material tixotrópico, por exemplo, em restaurações cervicais. Apresenta um desgaste mínimo, o que garante restaurações duradouras, mesmo na superfície oclusal.



O Essentia é um composto em pasta com um conceito simplificado de sete cores. A cor Universal proporciona um excelente efeito de integração, aliado a uma **consistência condensável**: perfeita para restaurações posteriores monocromáticas.



Preparação para cavidades
pequenas de Classe I



Restauração através de
Essentia HiFlo Universal



Visão pós-operatória onde se
destaca uma integração excelente
com os dentes naturais

Fotografias cedidas pelo Prof. Joseph Sabbagh (Libano)



Optou-se por uma abordagem direta
para este caso complexo
pós-endodôntico



Restauração com **everX Posterior**
como núcleo de dentina e **Essentia
Universal** como camada exterior



A consulta de acompanhamento
de seis meses demonstra uma
boa integração com os tecidos
dentários circundantes

Fotografias cedidas pelo Dr. Bojidar Kafelov (Bulgária)

TEMPSMART™ DC

Compósito de polimerização dupla para coroas e pontes provisórias

- ✓ Primeiro material provisório de dupla cura, sem plastificantes: restaurações lisas e não pegajosas.
- ✓ Praticamente sem camada inibidora, perfeito para um polimento rápido.

**Forte, rápido e...
brilhante!**



Cartucho tradicional 10:1 com plastificantes

Cartucho TEMPSMART DC 1:1 sem plastificantes



TEMPSMART™ DC
Cartridge 48ml

Refs.:

10001463 - A1
10001464 - A2
10001465 - A3
10001466 - A3.5
10001467 - B1
10001468 - BW

Cartridge 48ml

PROMOÇÃO

rec. 130,05 € **85,00 €**

A elevada resistência às fraturas converte-o num material ideal para uma ponte POSTERIOR.



Situação inicial



Depois de injetar TEMPSMART DC e de o colocar na boca, a restauração é extraída após 2' 30" e é fotopolimerizada.



Polimento final da restauração em poucos passos.



Restaurações provisórias finais com um nível de brilho elevado.

Cortesia do Dr. J. Tapia Guadix, Espanha

GRADIA™ CORE

Compósito de polimerização dupla para reconstrução de cotos e cimentação de espigões

Simplifique o trabalho diário com um sistema inteligente

- ✓ Fácil adesão em menos passos
- ✓ Sistema de dispensação prático em cartuchos
- ✓ Cimentação e reconstrução de cotos com um único material
- ✓ Sensação ao esculpir semelhante à da dentina
- ✓ Radiopacidade superior à do esmalte



Pós-cimentação e reconstrução de cotos num material tixotrópico



Resistência a curvatura (154 MPa)

Polimerização ideal de todos os componentes



União segura com adesão universal



Dureza* 66HV
*No modo duplo

Forte e homogêneo para uma base sólida

GRADIA CORE Kit

Ref. 10004816

1 cartucho GRADIA CORE de 10 ml (20 g);
1 G-Premio BOND 5 ml;
1 G-Premio BOND DCA 3 ml;
20 pontas de mistura,
20 pontas de extensão Endo.

PROMOÇÃO

rec. 270,25 € **197,00 €**



G-CEM ONE™

Cimento de resina autoadesivo universal

- ✓ Cimento de resina autoadesivo verdadeiramente universal
- ✓ Excelente adesão
- ✓ Extrema facilidade de eliminação de excessos
- ✓ Estética e qualidade marginal perfeitas
- ✓ Para todas as indicações e todos os tipos de restaurações
- ✓ Pode escolher entre uma **cimentação autoadesiva simples** (sem necessidade de qualquer pré-tratamento prévio) ou **cimentação adesiva**



G-CEM ONE™

O ÚNICO
que simplifica
o processo!




No caso da aplicação adesiva completa, o **G-CEM ONE** oferece duas opções simples:



G-CEM ONE
Adhesive Enhancing Primer
Para aproveitar as vantagens da tecnologia exclusiva "Touch Cure".



G-Premio BOND
Um único adesivo para todos os fluxos de trabalho, tanto diretos como indiretos.



Depois da preparação do dente




Eliminação do excesso de cimento depois de 1 s de polimerização por adesão



Resultado final

Cimentação por adesão da coroa anterior de dissilicato de lítio

Cortesia do
Dr. Kazunori Otani, Japão



Depois da preparação do dente



Facetas cimentadas com G-Premio BOND



Após 18 meses

Cimentação por adesão de facetas anteriores de dissilicato de lítio

Cortesia do
Prof. Roberto Sorrentino, Itália

G-CEM ONE Universal System Kit

Ref. 10037116

1x **G-CEM ONE** Syr. A2 (4,6g),
1x **G-CEM ONE** Syr. TR (4,6g),
1x **G-Premio BOND**, 5ml,
1x **G-Multi PRIMER**, 5ml,
15 x GC Automix Tips Regular,
5x GC Automix Endo tips



PROMOÇÃO

rec. 217,60 € **159,00 €**

PVP REC.

151,90 €


G-CEM ONE Universal Starter Kit

Ref. 10037114 / 10037115

1 x **G-CEM ONE** Syringe A2 / TR (4,6g),
1 x **G-Premio BOND** 5ml,
8 x GC Automix Tips Regular,
2 x GC Automix Endo tips



Excelente estabilidade da cor e acabamentos sem linhas visíveis!



G-CEM ONE Single Refill AO3 ou WO

Ref. 10006923 / 10006924

1 x **G-CEM ONE** Syringe (4,6g),
8 x GC Automix Tips Regular,
2 x GC Automix Endo Tips.



PROMOÇÃO

rec. 80,65 € **59,00 €**

PROMOÇÃO

rec. 153,95 € **112,00 €**



Como eliminar facilmente o excesso ao cimentar com o **G-CEM ONE**

G-CEM ONE Twin Refill A2 ou TR

Ref. 10006921 / 10006922

2 x **G-CEM ONE** Syringe (4,6g),
15 x GC Automix Tips Regular,
5 x GC Automix Endo Tips.



FujiCEM Evolve™



Cimento de ionómero de vidro reforçado com resina, indicado para todos os tipos de preparações retentivas

O ionómero de vidro modificado com resina em que pode confiar

- ✓ Menos sensível à técnica do que os cimentos de resina.
- ✓ Não necessita de tratamento prévio: aplicação num único passo.
- ✓ Tempo de trabalho longo, tempo de endurecimento breve.
- ✓ Resiste à humidade: não necessidade de dique de borracha.
- ✓ Menor risco de sensibilidade pós-operatória.
- ✓ Excelente selagem e adaptação marginal.

A opção ideal para o zircónico

Adesão poderosa, sem complicações, mesmo sem isolamento absoluto.



Cortesia do Dr. J. Tapia Guadix, Espanha

Mistura manual ou automistura



Fuji I O ionómero de vidro puro

Ref. 10000032

GC Fuji I, P/L Intro Package, 1-1 Pack

PVP REC.
149,75 €



FujiCEM Evolve Triple Pack Automix

Ref. 10004928

3 x GC FujiCEM Evolve Syringe (9.2g / 5ml),
45 x GC Push and Click Tip Regular



PROMOÇÃO

rec. 295,95 € 215,00 €



PROMOÇÃO

rec. 116,00 € 68,00 €

FujiCEM Evolve Single Pack

Ref. 10004926

1 x GC FujiCEM Evolve Syringe (9.2g / 5ml),
15 x "Push & Click" Regular Tips.

FujiCEM Evolve Triple Pack Handmix

Ref. 10004916

3 x GC FujiCEM Evolve Syringe (9.2g / 5ml),
1 x Mixing Pad #22.



PROMOÇÃO

rec. 252,50 € 185,00 €



FujiCEM® 2SL A solução tradicional

Ref. 10003468

FujiCEM 2SL Eco Pack com 4 cartuchos,
(13,3 gr/7,2 ml).

PROMOÇÃO

rec. 583,10 € 320,00 €

Fuji PLUS O cimento de ionómero de vidro modificado com resina de referência

Ref. 10000157

GC Fuji PLUS, Intro Package, Full Set, A3
15g Powder, 7ml Liquid, 6.5ml conditioner
& Accessories



PVP REC.
170,90 €



Cimentação inteligente para cada desafio

Tooth Mousse® e MI Paste Plus™

Cremes protetores remineralizantes de tripla ação:

Reforçam. Protegem. Restauram.

- O **Tooth Mousse** é recomendado para pacientes com menos de 6 anos e a **MI Paste Plus** pode ser utilizada a partir dessa idade.
- Creme tópico com **Recaldent** (CPP-ACP) para aplicação diária em casa.
- Aplicar após a escovagem, antes de se deitar; sem enxaguar.
- Proporciona uma proteção adicional dos dentes.
- Neutraliza os ataques ácidos.



Tooth Mousse 5+1 Pack

Ref.: 10003210

1 de cada sabor:
Melo, Morango, Tutti-Frutti, Menta, Baunilha
+ 1 SEM CUSTOS



PROMOÇÃO
rec. 122,10 € **89,00 €**

em casa

A aplicação diária de **Tooth Mousse** ou **MI Paste Plus** proporciona uma remineralização contínua e proteção contra as cáries.



O **RECALDENT™** é um derivado da caseína.
Não utilizar em pacientes alérgicos às proteínas do leite, hidroxitolueno ou soja.



MI Varnish™

O tratamento das hipersensibilidades

- Verniz com Recaldent (CPP-ACP) para aplicação trimestral em consulta.
- Aplicar depois de limpeza profilática.
- Sela firmemente os túbulos dentários; dessensibiliza os dentes e evita uma película de verniz na superfície.



PVP REC.
120,95 €

MI Varnish Refill Pack - Morango ou menta

Ref.: 10003390
35 monodoses **MI Varnish Refill Morango**
(35 x 0,50 ml), 50 pincéis

Ref.: 10003391
35 monodoses **MI Varnish Refill Menta**
(35 x 0,50 ml), 50 pincéis



Aplicação de MI Varnish vs. Duraphat. Dr. Stephane Browet.

- ✓ Cor neutra com translucidez natural.
- ✓ Não ocorre nenhuma alteração de cor com a aplicação sobre o dente.

Tri Plaque ID Gel™

O essencial da profilaxia

Um gel revelador único para identificar em 3 cores: a placa recente, a placa madura e a produção ácida pela biopelícula.

Tri Plaque ID Gel

Ref. 10000867

1 tubo, 40 g (36 ml)



PVP REC.
65,15 €

Rápido e económico!



Dr. Rouas

- vermelho/rosa: placa recém-formada
- azul/roxo: placa antiga (há mais de 48 horas)
- azul claro: placa ácida de alto risco

Saliva Check Buffer

Identificar a capacidade natural de defesa da saliva

Ref.: 10001767

Pack of 20x 1 tests:

- 1 In vitro pH test strip,
- 1 Saliva collection cup,
- 1 Wax for saliva stimulation,
- 1 Saliva dispensing pipette,
- 1 Buffer test strip.


Saliva em repouso



1. Hidratação



2. Viscosidade



3. pH da saliva estimulada

Saliva estimulada



4. Fluxo de saliva



5. Capacidade amortecedora

PVP REC.
144,60 €

Initial™ LiSi Block

Dissilicato de lítio
Solução universal e rápida

- ✓ Dissilicato de lítio **totalmente cristalizado**
- ✓ Poupa tempo, uma vez que **não é necessária cura**
- ✓ Margem **duradoura, estética e precisa**
- ✓ **Opalescência** natural

Initial LiSi Block

Mandril Cerec - Tamanho 14 - 5 blocos

Refs./Cor

10004844 - **A1 HT** / 10004886 - **B1 HT**
10004887 - **A1 LT** / 10004888 - **A3 LT**
10004889 - **B1 LT** / 10004956 - **A2 HT**
10004957 - **A3 HT** / 10004958 - **A2 LT**
10037273 - **A 3,5 HT** / 10037274 - **A 3,5 LT**
10037275 - **Bleach**



PROMOÇÃO

rec. 140,80 € 103,00 €



Técnica de polimento



Cortesia
TM Carsten Fisher,
Alemanha

Escolha o seu procedimento de acabamento preferido


É possível obter um brilho superior em poucos minutos; basta polir e a restauração fica pronta para cimentação. Para casos estéticos mais sofisticados, é possível obter resultados notáveis com:

GC Initial Lustre Pastes ONE
e **Initial Spectrum Stains** da GC.

Basta fresar, polir e colocar!



Protocolo de polimento para Initial Lisi Block



Soluções CAD/CAM da GC

CERASMART™270

Um material inteligente para aplicações inteligentes!



Flexível e preciso

- ✓ Bloco híbrido **resistente** e **estético** com tecnologia de nanopreenchimento.
- ✓ Fresagem **rápida** e ajustes **precisos**.
- ✓ Acabamento **polido manual** ou **retocado**, conforme necessário.



Escolher entre uma vasta gama de cores ou utilizar o esmalte transparente apenas para dar brilho.



O polimento pode ser realizado com os discos e fresas de polimento habituais.

Resistência à abrasão para restaurações de longa duração

- ✓ Desgaste muito reduzido.
- ✓ Ideal para **pacientes com bruxismo**.

Flexibilidade para absorver os impactos

- ✓ Menor risco de **fadiga do material**.
- ✓ Extremamente adequado para restaurações de **implantes**.



CERASMART270

5 blocos,
Cerec

PROMOÇÃO

rec. 148,55 € 108,00 €

Tamanho 12

PROMOÇÃO

rec. 162,10 € 118,00 €

Tamanho 14

PROMOÇÃO

rec. 178,85 € 128,00 €

Tamanho 14L



OPTIGLAZE color Refill

GC OPTIGLAZE color, 2.6ml
GC OPTIGLAZE color, clear, 5ml
GC OPTIGLAZE color, clear HV, 5ml



PROMOÇÃO

rec. 72,45 € 53,00 €

Especialistas em educação e formação

Aceda a uma formação de alto nível concebida para dentistas que procuram a excelência.

Opte por uma **formação de qualidade**, ministrada por uma **equipa de profissionais** que lhe fornecerá os principais truques para **potenciar o seu talento**.



CURSOS

Consulte os próximos
TALON
TRAINING



Transfira a
APLICAÇÃO



GET CONNECTED

SMILE
PROGRAM



GC IBÉRICA Dental Products, S.L.

Edificio Codesa 2, Playa de las Américas, 2 - 1º

28290 Las Rozas, Madrid - Tel.: 91 636 43 40

comercial.spain@gc.dental

www.gc.dental/europe/es-ES



@gc_iberica

GCiberica

@gc-iberica