

FICHA TÉCNICA

CEMENTO ZOE TIPO III		
REFERENCIAS	30500	
FABRICANTE/RESPONSABLE	MEDENTAL INTERNATIONAL INC. (CONAMCO S.A. DE C.V.), José Ma. Bustillos No. 28-Bis, Col. Algarin, Deleg. Cuauhtemoc D.F., 06880 México, Ciudad de México	
CLASIFICACIÓN	Producto Sanitario Clase IIa conforme a la Directiva 93/42/CEE.	
DESCRIPCIÓN	Cemento de obturación provisional a base de Oxido de Zinc y Eugenol. Para restauraciones temporales de larga duración y como base debajo de restauraciones.	
COMPOSICIÓN	Óxido de Zinc, Polímero acrílico, Eugenol y Endurecedor.	
PRESENTACIÓN	38 g de polvo + 14 ml de líquido.	
ADVERTENCIAS	Antes del uso de estos productos siempre use un dique de goma para evitar cualquier derrame o salpicadura sobre los dientes.	
USO PREVISTO	• Restauraciones intermedias particularmente en ortodoncia pediátrica y dientes cariados. • Protección del diente después de retirar tejidos desmineralizados de las cavidades. • Puede ser usado también para bases o como cemento temporal, tiene también la ventaja de protección y curación de la pulpa.	
INSTRUCCIONES DE USO	Ver instrucciones en el producto.	
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	No almacenar a temperaturas superiores a 24°C. Cierre los paquetes inmediatamente después de dispensar el producto.	

TECHNICAL DATA SHEET

BESTDENT ZOE CEMENT TYPE III		
REFERENCE	30500	
MANUFACTURER	MEDENTAL INTERNATIONAL INC. (CONAMCO S.A. DE C.V.), José Ma. Bustillos No. 28-Bis, Col. Algarin, Deleg. Cuauhtemoc D.F., 06880 México, Ciudad de México	
CLASSIFICATION	Class IIa Medical Device, according to Directive 93/42/EEC on medical devices.	
DESCRIPTION	Temporary filling cement based on Zinc Oxide and Eugenol. For long lasting temporary restorations and as a base under restorations.	
COMPOSITION	Zinc Oxide, Acrylic Polymer, Eugenol and Hardener.	
PACKAGING	38 g of powder + 14 ml of liquid.	
WARNINGS	Before using these products always use a rubber dam to avoid any spillage or splashing on the teeth.	
INTENDED USE	- Intermediate restorations particularly in pediatric orthodontics and carious teeth. - Protection of the tooth after removal of demineralized tissues from cavities. - It can also be used for bases or as temporary cement, it also has the advantage of pulp protection and healing. also has the advantage of pulp protection and healing.	
INSTRUCTIONS FOR USE	See instructions on the product.	
HANDLING AND STORAGE CONDITIONS	Do not store at temperatures above 24°C. Close the packages immediately after dispensing the product.	