

FICHA TÉCNICA

IONÓMERO DE VIDRIO TIPO I BESTDENT		
REFERENCIAS	30502	
FABRICANTE/RESPONSABLE	MEDENTAL INTERNATIONAL, INC José Ma. Bustillos No. 28 Col. Algarin C.P. 06880 México, D.F., Tel: (55) 5519-05-08 Fax: (55) 5519-34-24	
CLASIFICACIÓN	Producto Sanitario Clase IIa, según la Directiva 93/42/CEE sobre los productos sanitarios.	
DESCRIPCIÓN	De cemento de Ionómero de vidrio, autopolimerizable, polvo blanco fino, homogéneo y líquido amarillo pálido.	
COMPOSICIÓN	- Vidrio aluminio-silicatado. - Ácido poliacrílico.	
PRESENTACIÓN	Polvo 20g + líquido 15mL	
VIDA ÚTIL	36 meses a partir de la fecha de fabricación.	
USO PREVISTO	Para cementación de incrustaciones, coronas y puentes hechos de cualquier tipo de material usado para operatoria y prótesis odontológica.	
INSTRUCCIONES DE USO	Ver instrucciones en el producto.	
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	Conservar a temperatura ambiente: 18 ° C - 24 ° C.	

TECHNICAL DATA SHEET

GLASS IONOMER CEMENT TYPE I BESTDENT		
REFERENCES	30502	
MANUFACTURER	MEDENTAL INTERNATIONAL, INC José Ma. Bustillos No. 28 Col. Algarin C.P. 06880 México, D.F., Tel: (55) 5519-05-08 Fax: (55) 5519-34-24	
CLASSIFICATION	Class IIa Medical Device, according to Directive 93/42/EEC on medical devices.	
DESCRIPTION	Glass ionomer cement, self-curing, fine white powder, homogeneous, pale-yellow liquid.	
COMPOSITION	-Aluminum-silicate glass, -Polyacrylic acid.	
PACKAGING	20g powder + 15mL liquid.	
SHELF LIFE	36 months from the date of manufacture.	
INTENDED USE	Cementation in inlays, onlays, crowns and bridges made from any kind of material used for operator and prosthetic dentistry.	
INSTRUCTIONS FOR USE	See instructions on the product.	
HANDLING AND STORAGE CONDITIONS	Store at room temperature: 18 ° C - 24 ° C.	