

FICHA TÉCNICA

TIJERAS CIRUGÍA		
REFERENCIAS	46296: Tijera Cirugía Recta. 59829: Tijera Cirugía Curva.	
FABRICANTE / RESPONSABLE	ASA DENTAL SPA Via Valenzana, 60 55054 MASSAROSA – BOZZANO LUCCA - ITALY (IT)	
CLASIFICACIÓN	Producto Sanitario Clase I, según la Directiva 93/42/CEE relativa a productos sanitarios.	
DESCRIPCIÓN	Tijeras de microcirugía ideales para cortar tejido blando, encía, etc. <u>Características:</u> Mejoran la sensibilidad de corte.	
ESPECIFICACIÓN	Longitud: 12 cm tanto para las tijeras rectas como curvas.	
COMPOSICIÓN	Acero inoxidable.	
VIDA ÚTIL	La vida útil del instrumento depende de la frecuencia de uso, el cuidado del usuario y los métodos de reprocesamiento adecuados.	
PRESENTACIÓN	Contiene una unidad.	
FINALIDAD	La tijera de cirugía recta tiene como finalidad facilitar el corte en líneas rectas, lo que la hace ideal para cortes simples y accesibles, como la resección de tejidos en cirugía oral o periodontal, mientras que la tijera de cirugía curva su curvatura facilita el acceso a áreas difíciles de alcanzar y permite un control mejorado al realizar incisiones delicadas.	
ESTERILIZACIÓN	Todos los instrumentos se deben examinar, limpiar y esterilizar antes de cada uso. Esterilizar a 177 ° en autoclave durante al menos 4 minutos, seguido de un secado adecuado.	
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	No requiere condiciones especiales de almacenamiento y transporte.	

TECHNICAL DATA SHEET

SURGICAL SCISSORS		
REFERENCE	46296: Straight Surgery Scissors. 59829: Curved Surgery Scissors.	
MANUFACTURER	ASA DENTAL SPA Via Valenzana, 60 55054 MASSAROSA – BOZZANO LUCCA - ITALY (IT)	
CLASSIFICATION	Class I Medical Device, according to Directive 93/42/EEC.	
DESCRIPTION	Microsurgical scissors ideal for cutting soft tissue, gum, etc. Features: Improve cutting sensitivity.	
SPECIFICATION	Length: 12 cm for both straight and curved scissors.	
COMPOSITION	Stainless steel.	
SHELF LIFE	Instrument lifetime depends on frequency of use, user care and proper reprocessing methods.	
PRESENTATION	1 unit.	
INTENDED USE	The straight surgical scissors are intended to facilitate cutting in straight lines, making them ideal for simple and accessible cuts, such as tissue resection in oral or periodontal surgery, while the curved surgical scissors' curvature facilitates access to hard-to-reach areas and allows for improved control when making delicate incisions.	
STERILIZATION	All instruments should be examined, cleaned and sterilized before each use. Sterilize at 177 or autoclave for at least 4 minutes, followed by adequate drying.	
STORAGE AND TRANSPORT	It does not require special storage and transportation conditions.	