

FICHA TÉCNICA

FRESAS DIAMANTE BESTDENT		
REFERENCIAS	Ver anexo 1	
FABRICANTE / RESPONSABLE	M.D.T. Micro Diamond Technologies Ltd. 2 Hamal Street, Industrial Park North Afula, 1857107 Israel	
CLASIFICACIÓN	Producto Sanitario Clase IIa, conforme el Reglamento (UE) 2017/745.	
DESCRIPCIÓN	Fresas dentales de uso odontológico. No estériles.	
COMPOSICIÓN	Las fresas de diamante están realizadas en acero inoxidable recubierto con diamante.	
ENVASE	Envase conteniendo 5 unidades	
FINALIDAD PREVISTA	Para aplicaciones dentales en clínicas dentales y hospitales por profesionales de la odontología.	
LIMPIEZA Y ESTERILIZACIÓN	Todos los instrumentos se deben examinar, limpiar y esterilizar antes de cada uso. Usar detergentes y desinfectantes adecuados para instrumentos médicos o dentales. El final de la vida útil de la fresa viene determinada por el desgaste y los daños durante el uso, y las fresas deben inspeccionarse para detectar defectos durante el proceso de limpieza preliminar. Esterilizar en autoclave o con calor seco.	
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	No requiere condiciones especiales de almacenamiento y transporte.	

TECHNICAL DATA SHEET

BESTDENT DIAMOND BURS			
REFERENCES	See Annex 1		
MANUFACTURER	M.D.T. Micro Diamond Technologies Ltd. 2 Hamal Street, Industrial Park North Afula, 1857107 Israel		
CLASSIFICATION	Class IIa Medical Device, in accordance with Regulation (EU) 2017/745.		
DESCRIPTION	Dental rotary instruments for use by dentists. Non sterile.		
COMPOSITION	Stainless steel coated with diamonds.		
PACKAGING	Package containing 5 pieces.		
INTENDED USE	Intended for laboratory and dental applications in dental clinics and hospitals by licensed dentist.		
STERILISATION	All the instruments must be inspected, cleaned, and sterilized before each use. Use detergents and disinfectants suitable for use with medical or dental instruments. The end of bur's life is determined by wear and damage in use and the burs should be inspected for defects during the preliminary cleaning process. Methods of sterilisation: autoclave or dry heat.		
STORAGE CONDITIONS	No special storage and transport conditions required.		

DADOS TÉCNICOS

BROCAS DENTÁRIAS BESTDENT		
REFERÊNCIAS	Ver anexo 1	
FABRICANTE	M.D.T. Micro Diamond Technologies Ltd. 2 Hamal Street, Industrial Park North Afula, 1857107 Israel	
CLASSIFICAÇÃO	Dispositivo médico de classe IIa, de acordo com o Regulamento (UE) 2017/745.	
DESCRIÇÃO	Brocas dentárias para uso odontológico. Não estéril.	
COMPOSIÇÃO	Feita de aço inoxidável revestido com diamante.	
EMBALAGEM	5 unidades	
FINALIDADE	Destinado a aplicações em laboratório e odontologia em clínicas odontológicas e hospitais por dentista licenciado.	
ESTERILIZAÇÃO	Todos os instrumentos devem ser inspecionados, limpos e esterilizados antes de cada uso. Use detergentes e desinfetantes adequados para uso com instrumentos médicos ou odontológicos. O final da vida da broca é determinado pelo desgaste e danos em uso e as brocas devem ser inspecionadas quanto a defeitos durante o processo de limpeza preliminar. Métodos de esterilização: autoclave ou calor seco.	
ALMAZENAMENTO E TRANSPORTE	Não são necessárias condições especiais de armazenamento e transporte.	

ANEXO 1

Ref.	Nombre / Name
60086	FRESA F.G. 801L-016 Diamante Bestdent, 5 u.
60087	FRESA F.G. 801-014 Diamante Bestdent, 5 u.
60088	FRESA F.G. 801-018 Diamante Bestdent, 5 u.
60089	FRESA F.G. 801-016 Diamante Bestdent, 5 u.
60090	FRESA F.G. 830-012 Diamante Bestdent, 5 u.
60091	FRESA F.G. 801-012 Diamante Bestdent, 5 u.
60092	FRESA F.G. 368-023 Diamante Bestdent, 5 u.
60093	FRESA F.G. 830-010 Diamante Bestdent, 5 u.
60094	FRESA F.G. 801-010 Diamante Bestdent, 5 u.
60095	FRESA F.G. 879-012 Diamante Bestdent, 5 u.
60096	FRESA F.G. 368-016 Diamante Bestdent, 5 u.
60097	FRESA F.G. 801-023 Diamante Bestdent, 5 u.
60098	FRESA F.G. 807-010 Diamante Bestdent, 5 u.
60099	FRESA F.G. 850-014 Diamante Bestdent, 5 u.
60100	FRESA F.G. 807-012 Diamante Bestdent, 5 u.
60101	FRESA F.G. 909-042 Diamante Bestdent, 5 u.
60102	FRESA F.G. 850-016 Diamante Bestdent, 5 u.
60103	FRESA F.G. 801-009 Diamante Bestdent, 5 u.
60104	FRESA F.G. 837-014 Diamante Bestdent, 5 u.
60105	FRESA F.G. 879-014 Diamante Bestdent, 5 u.
60106	FRESA F.G. 837-012 Diamante Bestdent, 5 u.
60107	FRESA F.G. 805-016 Diamante Bestdent, 5 u.
60108	FRESA F.G. 859-010 Diamante Bestdent, 5 u.
60109	FRESA F.G. 859-012 Diamante Bestdent, 5 u.
60110	FRESA F.G. 805-012 Diamante Bestdent, 5 u.
60111	FRESA F.G. 835-010 Diamante Bestdent, 5 u.
60112	FRESA F.G. 806-012 Diamante Bestdent, 5 u.
60113	FRESA F.G. 805-014 Diamante Bestdent, 5 u.
60114	FRESA F.G. 848-016 Diamante Bestdent, 5 u.
60115	FRESA F.G. 835-008 Diamante Bestdent, 5 u.
60116	FRESA F.G. 835-012 Diamante Bestdent, 5 u.
60117	FRESA F.G. 856-016 Diamante Bestdent, 5 u.
60118	FRESA F.G. 859-014 Diamante Bestdent, 5 u.
60119	FRESA F.G. 806-014 Diamante Bestdent, 5 u.
60120	FRESA F.G. 848-014 Diamante Bestdent, 5 u.
60121	FRESA F.G. 805-010 Diamante Bestdent, 5 u.
60122	FRESA F.G. 379-023 Diamante Bestdent, 5 u.
60123	FRESA F.G. 878-012 Diamante Bestdent, 5 u.
60124	FRESA F.G. 878-014 Diamante Bestdent, 5 u.
60125	FRESA F.G. 859-018 Diamante Bestdent, 5 u.

60126	FRESA F.G. 858-012 Diamante Bestdent, 5 u.
60127	FRESA F.G. 837-010 Diamante Bestdent, 5 u.
60128	FRESA F.G. 877-010 Diamante Bestdent, 5 u.
60129	FRESA F.G. 847-012 Diamante Bestdent, 5 u.
60130	FRESA F.G. 856-014 Diamante Bestdent, 5 u.
60131	FRESA F.G. 802-016 Diamante Bestdent, 5 u.
60132	FRESA F.G. 858-014 Diamante Bestdent, 5 u.
60133	FRESA F.G. 836-012 Diamante Bestdent, 5 u.
60134	FRESA F.G. Corto 805-012S Diamante Bestdent
60135	FRESA F.G. 807-018 Diamante Bestdent, 5 u.
60136	FRESA F.G. 802-012 Diamante Bestdent, 5 u.
60137	FRESA F.G. 835-009 Diamante Bestdent, 5 u.
60138	FRESA F.G. 850-012 Diamante Bestdent, 5 u.
78819	FRESAS F.G. Grueso 801L-016 Diamante Bestdent
78820	FRESAS F.G. Fino 859-010 Diamante Bestdent
78821	FRESAS F.G. Supergrueso 856-016 Diamante Bestdent
78823	FRESAS F.G. Supergrueso 850-016 Diamante Bestdent
78824	FRESAS F.G. EXTRAfino 859-010 Diamante Bestdent
78825	FRESAS F.G. Supergrueso 855-025 Diamante Bestdent
78826	FRESAS F.G. Grueso 368-023 Diamante Bestdent
78827	FRESAS F.G. Fino 368-016 Diamante Bestdent
78828	FRESAS F.G. Fino 368-023 Diamante Bestdent
78829	FRESAS F.G. Fino 392-016 Diamante Bestdent
78830	FRESAS F.G. Grueso 801-016 Diamante Bestdent
78834	FRESAS F.G. Grueso 801-014 Diamante Bestdent