



FICHA TÉCNICA

CUCHILLO DE CERA		
REFERENCIA	80212	
FABRICANTE / RESPONSABLE	MARK ONE SURGICAL Ugoki Road, Adalat Garah, Sialkot 51330, Pakistan	
DESCRIPCIÓN	Chuchillo para Cera.	
ESPECIFICACIÓN	Instrumento de 13,5 cm Color negro.	
COMPOSICIÓN	El cuchillo para cera tiene el mango de madera y acero inoxidable.	
ENVASE	1 unidad.	
INFORMACIÓN SOBRE LA SEGURIDAD	Los dispositivos son reutilizables, sin embargo, es necesaria la limpieza y esterilización antes de cada uso. Si existe algún indicio de óxido, el instrumento no debe utilizarse.	
LIMPIEZA Y ESTERILIZACIÓN	Todos los instrumentos se deben examinar, limpiar y esterilizar antes de cada uso. Usar detergentes y desinfectantes adecuados para instrumentos médicos o dentales. El final de la vida útil de los instrumentos viene determinado por el desgaste y los daños durante el uso, y los instrumentos deben inspeccionarse para detectar defectos durante el proceso de limpieza preliminar. Esterilizar en autoclave o con calor seco.	
FINALIDAD PREVISTA	Son un instrumento utilizado en odontología para el recorte y moldeado de materiales tales como la cera.	
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	No requiere condiciones especiales de almacenamiento y transporte.	

TECHNICAL DATA SHEET

WAX KNIFE		
REFERENCE	80212	
MANUFACTURER	MARK ONE SURGICAL Ugoki Road, Adalat Garah, Sialkot 51330, Pakistan	
DESCRIPTION	Wax knife	
SPECIFICATION	13.5 cm instrument Black color.	
COMPOSITION	The wax knife has a wooden and stainless-steel handle.	
PACKAGE	1 unit.	
SAFETY INFORMATION	The devices are reusable; however, cleaning and sterilization is required before each use. If there is any sign of rust, the instrument should not be used.	
CLEANING AND STERILIZATION	All instruments should be examined, cleaned and sterilized before each use. Use detergents and disinfectants suitable for medical or dental instruments. The end of life of instruments is determined by wear and damage during use, and instruments should be inspected for defects during the preliminary cleaning process. Autoclave or dry heat sterilize.	
INTENDED USE	They are an instrument used in dentistry for trimming and shaping materials such as wax.	
STORAGE AND TRANSPORT	It does not require special storage and transportation conditions.	