

FICHA TÉCNICA

TIRAS DE STRIPPING UN LADO BESTDENT		
REFERENCIA	10.304.004 10.304.005 10.304.006	
FABRICANTE / RESPONSABLE	3R Indústria e Comércio LTDA Ptolomeu, 290 – CEP: 04762-040 São Paulo – SP – Brasil	
CLASIFICACIÓN	Producto Sanitario Clase I, conforme al Reglamento (UE) 2017/745.	
DESCRIPCIÓN	Tiras finas y flexibles de acero inoxidable con alta durabilidad, que se adapta a las regiones proximales para todo tipo de relleno. Son de 1 cara. Para facilitar la inserción, tienen un espacio en el centro.	
COMPOSICIÓN	Acero inoxidable AISI 304, con micropartículas de diamante y de óxido de aluminio.	
ESPECIFICACIONES	L8923 (10.304.004)	Grosor: 2,5 mm Longitud: 150 mm Granulación: Media Tamaño de grano: 240 µm
	L8924 (10.304.005)	Grosor: 4,0 mm Longitud: 150 mm Granulación: Media Tamaño de grano: 240 µm
	L8925 (10.304.006)	Grosor: 6,0 mm Longitud: 150 mm Granulación: Media Tamaño de grano: 240 µm
ENVASE	Envase con 12 unidades	
VIDA ÚTIL	Producto no perecedero. Vida útil del producto: existe un desgaste natural debido al uso, causando una disminución en el rendimiento en la función abrasiva. Se recomienda interrumpir el uso cuando la abrasividad no esté actuando correctamente.	
USO PREVISTO	Eliminación de restos de restauración dental, para el desgaste de las superficies dentales, así como el pulido y el acabado de restauraciones de resina compuesta. Se utilizan en consultorios odontológicos por profesionales cualificados y su uso consiste en introducir el centro neutro de la tira de lija en la región interproximal y promover el desgaste deseado.	
INFORMACIÓN SOBRE LA SEGURIDAD	Exclusivo para uso dental. Sólo dentistas pueden usar este producto, ya que poseen la información científica necesaria para su uso adecuado.	
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	Almacenar en lugar fresco y seco. Mantener alejado de la luz solar. Proteger de la humedad.	

TECHNICAL DATA SHEET

BESTDENT LIGHTNING STRIPS SINGLE-SIDED			
REFERENCE	10.304.004 10.304.005 10.304.006		
MANUFACTURER	3R Indústria e Comércio LTDA Ptolomeu, 290 – CEP: 04762-040 São Paulo – SP – Brasil		
CLASSIFICATION	Medical Device, Class I, according to Regulation (EU) 2017/745.		
DESCRIPTION	Thin and flexible stainless-steel strips with high durability that adapts to the contoured proximal regions for all type of filling. They are single faced. For easier insertion, they have the center gapped.		
COMPOSITION	Stainless steel AISI 304, micron-sized diamond particles, micro aluminium oxide particles.		
SPECIFICACIONS	L8923 (10.304.004)	Thickness: 2.5 mm Grit: Medium	Length: 150 mm Grit size: 240 µm
	L8924 (10.304.005)	Thickness: 4.0 mm Grit: Medium	Length: 150 mm Grit size: 240 µm
	L8925 (10.304.006)	Thickness: 6.0 mm Grit: Medium	Length: 150 mm Grit size: 240 µm
PACKAGING	Box with 12 strips		
SHELF LIFE	Non-perishable product. Lifetime of the product: there is a natural wear use due to the use, causing a decrease in performance in abrasive function. It is recommended to discontinue use when the abrasiveness is not working properly.		
INTENDED USE	Removing dental restoration debris, wear of dental surfaces, as well as polishing and finishing of composite resin restorations. They are used in dental offices by skilled professionals, and their use consists of introducing the neutral center of the sandpaper strip in the interproximal region and promoting the desired wear.		
SAFETY INFORMATION	Exclusive for dental use. Only dental professionals should use this product because they have scientific information necessary for the proper use.		
HANDLING AND STORAGE CONDITIONS	Store in a cool dry place, away from direct sunlight. Protect from moisture.		