

Promoções Kerr Iberia

1 Julho - 30 Setembro 2026

Kerr™

OptiBond™ Universal 360 & SimpliShade Family



QUANDO A SIMPLICIDADE SE CONVERTE EM EFICÁCIA

RESTAURADORA

P. 2 - 10

ENDODONTIA

P. 11-14


PROFILAXIA/CONTROLE
INFECÇÃO

P. 15

Vertise™ Flow

Composito Fluido Autoadesivo

Composito fluido autoadesivo com tecnologia OptiBond™. Simplifica os procedimentos da restauração direta ao incorporar o adesivo no fluido, o que reduz os passos e poupa tempo.



34401	A1
34402	A2
34403	A3
34404	A3.5
34405	B1
34406	B2
34409	Translucent
34407	Universal Opaque
34408	XL

Reposições
2 Seringas x 2 g, 20 pinçeis aplicadores, 20 pontas

P.V.P. recomendado ~~103,55€~~

Promoção

67€


Cunhas transparentes Luciwedges Classic

Indicadas para a separação de dentes para adaptar e fixar a matriz. Graças á sua capacidade de refletir a luz, é ideal para a fotopolimerização proximal

770 S - Ultra pequenas
771 S - Pequenas
772 S - Medias

Luciwedge Classic
C x 100

P.V.P. recomendado ~~64,96€~~



Promoção

51€

OptiBond™ Gel Etchant

Ácido fosfórico en gel 37.5%

Desenhado para o condicionamento da dentina e esmalte, a cor púrpura intensa do OptiBond Gel Etchant proporciona uma excelente visibilidade durante a sua aplicação. A sua viscosidade mantém a sua estabilidade evitando que escorra e se separe. Elimina-se com facilidade enxaguando com água, conseguindo uma remoção completa com um esforço mínimo, e oferece além disso a precisão e o controle associados à sua dispensação mediante seringa.

34632
Gel Etchant Economy Pack - Seringa 30 g
2 seringas intraoral vazias, 30 pontas

P.V.P. recomendado ~~94,99€~~



Promoção

53€



Restauração no Quadrante Posterior com Compósito de cor única

Dr. Murad Akhundov

As restaurações diretas posteriores de composito seguem sendo um dos procedimentos habituais na prática odontológica moderna já que oferecem aos pacientes soluções duradouras, estéticas e rentáveis. Com os contínuos avanços nos materiais dentários, os clínicos hoje em dia beneficiam-se de técnicas mais rápidas, mais previsíveis e com uma maior longevidade que nunca. Entre estas inovações, os compositos bulk-fill transformaram as restaurações posteriores. Disponíveis em viscosidade fluida e em pasta, simplificam o procedimento de colocação, reduzem o tempo de cadeira e mantêm uma excelente integração biológica. A sua versatilidade permite aos clínicos adaptar o material ao desenho da cavidade, garantindo ao mesmo tempo resultados estéticos e funcionais ótimos. Este artigo destaca uma abordagem prática para a restauração de cavidades posteriores Classe II utilizando compositos bulk-fill de um único tom e diferentes viscosidades, demonstrando como é possível alcançar eficiência e fiabilidade sem comprometer a qualidade.

Sobre Dr. Murad Akhundov



Dr. Murad Akhundov graduou-se na Faculdade de Odontologia de Bakú, Azerbaijão. Em 2013, ganhou o Concurso de Cursos de Mestría de Pisa, organizado pelo Style Italiano. A sua prática limita-se a restaurações estética diretas e indiretas. Desde 2013, é membro ativo e professor da Academia Dentária Baku e do Grupo IMPERIO. Autor de vários artigos em revistas internacionais. Vencedor de mais de 20 vezes da melhor publicação da semana no grupo de Facebook Styleitaliano.





Fig. 1 - Situação inicial. O paciente apresentava múltiplas lesões/cáries no quadrante posterior superior, acompanhadas de restaurações antigas de compósito defeituosas



Fig. 2 - Oclusão. A oclusão deve registrar-se sempre antes de cada caso com o fim de respeitar os contatos oclusais do paciente..



Fig. 3 - Preparação cavitária. As cavidades foram abertas mediante a cuidadosa eliminação das antigas restaurações de compósito defeituosas, o que não só permitiu eliminar o material comprometido, assim como também proporcionar um acesso claro à lesão/carie subjacente para uma limpeza e desbridamento exaustivo.



Fig. 4 - Colocação do dique de borracha. Completou-se a preparação cavitária final e realizou-se o isolamento com dique de borracha, garantindo a eliminação total do tecido cariado. Os pontos de contato foram abertos para eliminar qualquer caries residual e facilitar a correta colocação do sistema de matrizes.




Fig. 5 - Matrizes e condicionamento seletivo. Colocaram-se duas matrizes em cavidades Classe II opostas. Uma das matrizes retirou-se após completar a parede de compósito para assegurar um ponto de contato adequado com o dente adjacente. Em seguida, aplicou-se uma solução de ácido fosfórico a 37% sobre o esmalte de forma seletiva durante 30 segundos, conseguindo um condicionamento óptimo prévio ao protocolo adesivo.



Fig. 6 - Adesão. Aplicou-se um agente adesivo universal (OptiBond™ Universal 360, Kerr) tanto sobre o esmalte como sobre a dentina, efetuando uma suave agitação durante 15 segundos para melhorar a adesão. Posteriormente, a superfície secou-se com ar durante 10 segundos para favorecer a evaporação eficaz do solvente.



Fig. 7 - Superfície aderida brilhante. Após a aplicação do agente adesivo e a evaporação do solvente, a superfície deve apresentar um aspeto brilhante, o que confirma a correta formação da capa híbrida. Colocou-se teflon entre o anel e a matriz para assegurar uma adequada adaptação da matriz ao dente.




Fig. 8 - Selamento da dentina. Após a preparação cavitária, aplicou-se SimpliShade™ Bulk Fill Flow (Kerr) com o objetivo de selar a dentina e reforçar a capa híbrida. O material distribuiu-se cuidadosamente sobre a superfície para assegurar uma cobertura completa e, posteriormente, fotopolimerizou-se seguindo as instruções do fabricante. Este passo proporcionou uma base sólida para as capas posteriores de compósito e melhorou a adesão.



Fig. 9 - Reconstrução das paredes. As paredes de todas as restaurações Classe II realizaram-se utilizando SimpliShade™ Bulk Fill (Kerr), um composto de tom único e baixo stress de polimerização. A qualidade dos pontos de contato é evidente e, uma vez terminadas as paredes, as cavidades transformaram-se eficazmente em preparações de Classe I, ficando prontas para a restauração final.



Fig. 10 - Restaurações e caracterização. As restaurações finais realizaram-se com SimpliShade™ Bulk Fill, um composto de tom único, e a anatomia oclusal foi modelada meticulosamente mediante a técnica Expresso Posterior. Para conseguir maior profundidade e uma estética natural, as fissuras foram caracterizadas com modificadores de cor, conseguindo um efeito tridimensional realista.



Fig. 11 - Restauração final. As restaurações finais demonstram uma excelente integração cromática, fusionando-se de maneira harmoniosa com a estrutura dentária natural. O composto adaptou-se de forma ótima ao esmalte e à dentina circundantes, criando uma aparência natural que preservou a harmonia do sorriso. Para além da estética, as restaurações mantiveram uma anatomia oclusal adequada e pontos de contato corretos, garantindo tanto a eficiência funcional como a estabilidade a longo prazo.




Fig. 12 - Antes e Depois. Maxilar superior antes e depois do tratamento.

Conclusão

Este caso clínico coloca em destaque a eficácia de um compósito bulk-fill moderno de cor única para conseguir restaurações que são ambos esteticamente harmoniosas e funcionalmente duradouros. Mediante um isolamento cuidadoso, uma preparação cavitária precisa e uma reprodução meticulosa da anatomia oclusal, as restaurações integraram-se de forma impercetível com a dentição natural, garantindo pontos de contato adequados e estabilidade a longo prazo. A integração do condicionamento seletivo, protocolos de adesão controlados e a caracterização mediante coloração de fissuras contribuiu ainda mais para realçar a aparência natural, criando um efeito tridimensional realista. Em conjunto, o fluxo de trabalho demonstra como os materiais e técnicas contemporâneas podem simplificar os procedimentos restauradores ao mesmo tempo que oferecem resultados que respeitam tanto a biologia como a estética.

Aviso legal: ODr. Murad Akhundov é consultor da Kerr. As opiniões e técnicas expressadas neste artigo baseiam-se na experiência do Dr. Murad Akhundov. A Kerr é um fabricante de dispositivos médicos e não oferece aconselhamento médico. Os clínicos devem usar o seu próprio critério profissional ao tratar os seus pacientes.




Em termos de versatilidade OptiBond Universal 360 realmente cumpre com o que promete um adesivo universal.

Luis Carlos Garza DDS, MSc.

Quando o rendimento cumpre com as expectativas.

Depois de experimentar OptiBond™ 360 Universal, o Dr. Luis Carlos Garza resume claramente:
 “Em quanto a versatilidade, cumpre realmente com o que promete um adesivo universal”. Um adesivo de nova geração desenhado para responder às necessidades clínicas reais.

OptiBond™ Universal 360



Frasco com desenho ergonómico

Facil de abrir com uma mão

Precisão 1 só gota

Sem desperdício antes ou depois da aplicação

Kerr

36822 OptiBond Universal 360 - Bottle Refill

Contem: 1 Frasco OptiBond Universal 360 de 5ml

P.V.P. recomendado 135,65€

Promoção

105€

SimpliShade™ Bulk Fill Flow

Composito Bulk- Fill Fluido Universal



Poupa tempo

Simplifica o teu fluxo de trabalho com um único passo para fotopolimerizar até 4 mm, antes de terminar com o incremento final.

37217 Seringa 2x2g

P.V.P. recomendado 68,31€

Promoção

45€



Prof. Angelo Putignano*
Ancona, Italia

"Uma manipulação excecional complementa perfeitamente a técnica de restauração Snow-plow de StyleItaliano."



37218 Unidose (20 unidoses x 0.25g)

P.V.P. recomendado 90,56€

Promoção

65€

SimpliShade™ Bulk Fill

Composito Bulk- Fill Universal
Simplifica com 1 tom e 1 passo



Propriedades de manipulação

Tecnologia de resposta reológica adaptativa que reduz a viscosidade durante a manipulação para facilitar a modelação e a criação da anatomia

37211 Seringa x 4g

P.V.P. recomendado 68,31€

Promoção

45€



Prof. Joseph Sabbagh*
Bruselas, Bélgica

"SimpliShade Bulk Fill oferece uma solução tudo em um graças ao seu tom universal, consistência ideal e excelente adaptabilidade para uma maior simplicidade e eficiência."



37212 Unidose (20 unidoses x 0.25g)

P.V.P. recomendado 90,56€

Promoção

65€

SimpliShade™

Composito Universal Simplificado

Universal, para todas as classes de cavidades



SimpliShade Seringa 4g
P.V.P. recomendado -65,94€

Promoção 45€

SimpliShade Unidose 10 unidades
P.V.P. recomendado -52,74€

Promoção 40€

SimpliShade Unidose 20 unidades
P.V.P. recomendado -79,14€

Promoção 60€

Harmonize™

Composito Universal com Tecnologia ART

Restaurações naturais, graças às suas nanopartículas e à tecnologia ART.



Disponível em:
Esmalte: 16 cores (escala VITA), 1 XL
Dentina: 7 cores, 1 XL2
Incisal: 5 incisais translúcidos Seringa 4g
Harmonize Seringa

P.V.P. recomendado 87,60€

Promoção
4 Seringas Harmonize +
1 OptiBond Universal 360

275€



As restaurações diretas de Classe IV supõem um verdadeiro desafio quando se procura equilíbrio entre estética e função. É possível conseguir resultados previsíveis, eficientes e de alta qualidade numa só visita? Descubra como uma abordagem precisa de instrumentação e uma técnica de estratificação bem desenhada pode transformar a prática clínica.

Solicita o artigo completo e conhece o passo a passo da mão do Dr Juneja

+34 697 790 901

telesales.iberia@kerrdental.com

Maxcem Elite™

Cimento de Resina Universal

Cimento de resina autoadesivo e autocondicionante para restaurações indiretas



Reposições
2 Seringas Automix x 5g + pontas
34058 Clear
34059 White
34060 Opaque
34061 Yellow

P.V.P. recomendado 160,00€


Promoção

90€

Sem alteração de cor para uma melhor estética

A alteração de cor em Maxcem Elite é imperceptível, em comparação com os sistemas que contêm aminas terciárias.

A estabilidade de cor ao longo do tempo é superior à dos principais cimentos de resina autoadesivos ou adesivos.



34055 Kit standard
5 seringas x 5 g (2 x Clear, 1 x White, 1 x White
opaque, 1 x Yellow) + pontas

P.V.P. recomendado 316,00€

Promoção

160€

Tipo de disco	Indicado para	Anterior Superfície convexa ou plana	Posterior Superfície convexa ou plana	Zona interproximal
Extragrosso C x 80	Desbaste e contorno Para ajustar a forma geométrica primaria.			
Grosso/Medio C x 100	Acabamento Para retirar o composto em excesso, modelar a anatomia oclusal, fissuras linguais e anatomia secundaria.			
Fino C x 100	Polimento Para eliminar as marcas de superfície e reduzir a rugosidade superficial a menos de Ra = 0,35 µm.			
Extrafino C x 100	Polimento com brilho elevado Para reduzir a rugosidade superficial a fim de obter um brilho elevado abaixo de Ra = 0,2 µm			



4188 - Optidisc Minikit
 ø 12,6 mm: 30 x Extra-grosso, 30 x Grosso, 30 x Fino, 30 x Extra-fino, 1 mandril standard, 1 mandril curto, 1 OptiShine

P.V.P. recomendado 62,58€

Promoção

40€



Optidisc Reposições

P.V.P. recomendado 40,55€

Promoção

24€

WEBINAR EM DIRETO

4 Setembro 2026 | 14.00 - 15.00 CET

No próximo 4 de Setembro, une-te á webinar em direto partilhada pela Dra Agne Malisauskiene

A superfície é chave: Como polir e repolir restaurações em composto

SPEAKER

Dra AGNE MALISAUSKIENE



REGISTO GRATUITO.
RESERVA JÁ O TEU
LUGAR



SCANEAR PARA
REGISTO

Não podes assistir em direto?
Regista-te igualmente para receber o acesso á gravação em diferido depois da sessão.



K-Files™



Limas Manuais

As limas K-Files podem superar obstruções com facilidade. Estão desenhadas para oferecer uma sensação táctil suave durante a instrumentação

C x 6

P.V.P. recomendado 12,62€



Promoção

9€/unidade,
comprando 6

ZenFlex™

Resistência Máxima. Mínimamente Invasiva.

Com um equilíbrio ideal entre resistência e flexibilidade, ZenFlex permite alcançar a longitude de trabalho completa com um risco reduzido de fratura e preservando uma maior integridade dos dentes.

C x 6

P.V.P. recomendado 50,07€



Promoção

145€
4 caixas de limas ZenFlex
+ 1 caixa guttapercha ZenFlex

ZenFlex Gutta

Os procedimentos de instrumentação estão a ponto de se tornarem ainda mais simples. Apresentamos a nossa nova guttapercha ZenFlex, fácil de usar y desenhada para se adaptar aos diversos tamanhos de pontas de limas NiTi ZenFlex e aos diversos procedimentos de canais radiculares.

- Pontas que se adaptam aos canais instrumentados com limas NiTi ZenFlex
- Aplicação sem preocupações, sem látex de borracha natural
- Excelente adaptação a uma ampla variedade de profundidades de canais

C x 50

P.V.P. recomendado 25,50€



WEBINAR EM DIRETO

13 Novembro 2026 | 14.00 - 15.00 CET

No próximo 13 de Novembro, une-te á webinar em direto partilhada pela Dra Kreena Patel

Interpretando as fissuras: uma abordagem endodóntica moderna

SPEAKER
Dra KREENA PATEL


Não podes assistir em direto?

Regista-te igualmente para receber o acesso á gravação em diferido depois da sessão.

REGISTO GRATUITO.
RESERVA JÁ O TEU
LUGAR



SCANEAR PARA
REGISTO



Nuevo



ZenFlex™ ONE

Sistema de Limas Reciprocantes

Equilíbrio perfeito entre durabilidade e alta eficiência de corte.
ZenFlex ONE oferece maior confiança e um acabamento suave no qual pode confiar.



Alta eficiência de corte

O tratamento térmico patentado e o desenho de secção transversal triangular preservam os bordos afiados das estrías, o que te permite alcançar a longitude de trabalho completa com menos resistência e mais controle durante o procedimento.



Mínimamente Invasiva

O diâmetro da estría, de 1mm como máximo, e a ponta não ativa, minimizam a transportação e preservam a estrutura integral do dente.



Resistência Excepcional

A resistência á torsão e à fadiga cíclica minimiza a fratura e reduz a transportação.



Pontas de Gutta Percha e Papel Compatíveis

As pontas de gutta percha e papel coincidem com os canais instrumentados pelas limas reciprocantes ZenFlex ONE.




Sistema de Limas Reciprocantes ZenFlex ONE

Equilíbrio Perfeito de Eficiência, Fiabilidade e Acessibilidade

Pontas de Gutta Percha e Papel

- A gutapercha correspondente adapta-se aos canais instrumentados com as limas reciprocantes ZenFlex ONE.
- Pontas de gutapercha de cor combinadas com as limas ZenFlex ONE correspondentes.
- Pontas de papel disponíveis.



Informação para Pedidos

ZenFlex™ ONE

Limas de instrumentação NiTi - Caja x 3

Tamanho	21 mm	25 mm	31 mm
Pequeno 20/06	818-2621	818-2622	818-2623
Principal 25/06	818-2624	818-2625	818-2626
Mediano 35/06	818-2627	818-2628	818-2629
Grande 45/06	818-2630	818-2631	818-2632

ZenFlex™ ONE

Pontas de Gutta Percha - Caixa x 50

Tamanho	Ref. No.
Pequeno 20/06	825-9720
Principal 25/06	825-9725
Mediano 35/06	825-9735
Grande 45/06	825-9745

ZenFlex™ ONE

Pontas de Papel - Caixa 100

Tamanho	Ref. No.
S, P, M, L	972-0130

Limas reciprocantes NiTi ZenFlexONE
C x 3

P.V.P. recomendado 50,00€

Promoção

37€

Pontas Gutta Percha ZenFlex ONE
C x 50

P.V.P. recomendado 25,50€

Promoção

20€

Pontas de Papel ZenFlex ONE 06
Cx 100

P.V.P. recomendado 22,00€

Promoção

18€

elements™ IC

Sistema de Obturação sem fios

O sistema de obturação endodóntica elements™ IC foi premiado com o prémio **Dental Advisor Top Award 2026** pelo **décimo ano consecutivo**. Este reconhecimento destaca uma década de rendimento fiável, de excelência clínica e resultados consistentes em obturação endodóntica.



Desenho ergonómico para um pega cómoda e equilibrada



Carga completa das baterias em menos de 3 horas



Carga Indutiva: SEM CONECTORES ELÉCTRICOS entre as peças de mão e a base



Obturação 3D do canal radicular de alta qualidade



Redução do tempo de inatividade graças a uma extrusão acelerada
Regula com precisão a velocidade de saída da guttapercha desde o cartucho

973-0600-TYPEF

Promoção
Consulte oferta com o promotor Kerr da sua zona
Ver página 16

Elements™ Gutta Percha Cartridges

Guttapercha em cartuchos compatíveis com elements IC e elementsfree.
Capacidade para preencher até 4 canais.
Eficaz condução do calor.

C x 10	
972-2501	Viscosidade Baixa 25G
972-2500	Viscosidade Media 23G
972-2502	Viscosidade Alta 23G

P.V.P. recomendado 93,57€



Promoção

69€



CaviWipes™ e CaviCide™

Desinfetantes de superficies

Desinfetantes prontos para usar

CaviWipes e CaviCide estão desenhados para o seu uso em superfícies duras e não porosas de produtos sanitários não invasivos em consultas dentárias, incluídas as zonas de atenção ao paciente e os laboratórios.

Características e benefícios



Limpeza superior

As toalhetas, com uma textura única, eliminam a sujidade e os resíduos durante o processo de desinfecção o que ajuda a manter um ambiente clínico visivelmente limpo. A sua maior capacidade de retenção de líquido ajuda a manter as toalhetas impregnadas, evitando que sequem quando armazenados de acordo com as instruções de uso.



Poupe em tempo e no inventário

Limpeza e desinfecção num só produto. Elimina a maioria dos agentes patogénicos em 3 minutos ou menos¹ – tem um tempo de resposta mais rápido e ajuda a reduzir os riscos de contaminação cruzada.



Baixo teor de álcool

Menos de 20% de álcool, o que proporciona uma excelente compatibilidade de materiais com a maioria dos dispositivos e equipamentos utilizados em clínicas dentárias.*

4731223

CaviCide Bidón 5l

P.V.P. recomendado 61,69€



Propriedades de eficácia clinicamente relevantes

Bactericida, virucida, fungicida, tuberculocida e leveduricida. Elimine os organismos que representam uma ameaça no ambiente atual, incluindo o SARS-CoV-2.



Embalagem prática

Pronto a utilizar, sem necessidade de diluição ou mistura – oferece prevenção flexível contra infeções ao seu alcance. Disponível em embalagem plana – menos embalagem para deitar fora.

4731160

CaviWipes 12 Boiões x 160 toalhetas húmidas (15,24 x 17,15 cm)

P.V.P. recomendado 123,64€

0,064€/toalhita

Promoção 46€

1. Consulte a lista de organismos para conhecer o tempo de aplicação adequado

* <https://www.metrex.com/en-us/material-compatibility> Consulte as instruções de uso do equipamento na sua região para conhecer a compatibilidade dos materiais.

Cleanic®

Pasta para limpeza e polimento

Tubo x 100 g

3380 Cleanic Menta

3382 Cleanic Maça

3183 Cleanic Menta sem Flúor

3384 Cleanic Light

3386 Cleanic Frutos Vermelhos

P.V.P. recomendado 31,22€

Sem glúten
nem lactose



Promoção

17€

Lisbon

October 15 -17, 2026

Kerr SUMMIT 2026

Quarta-feira, 14 de outubro
Chegada e Registro

Quinta-feira, 15 de outubro
Sessões (9:00–17:30) e Evento
Noturno

Sexta-feira, 16 de outubro
Sessões (9:00–17:30) e Evento Noturno

Sábado, 17 de outubro
Sessões (9:00–12:30) e Saída

Veja apresentações de especialistas, participe em sessões práticas e dinâmicas, concebidas para impulsionar a sua prática clínica, e ligue-se a profissionais de referência de toda a Europa. Mergulhe num ambiente inspirador que promove a colaboração, a formação e novas perspectivas. Seja pelo programa envolvente ou pelas pessoas que vai conhecer, este evento irá certamente impressioná-lo.

Graças ao charme de Lisboa, cada momento é cuidadosamente pensado para o inspirar e impulsionar a sua prática dentária.



Dr Alexandra Marques



Dr Hugo Sousa Dias



Dr Maciej Mikołajczyk



Dr Michael Horrocks



Dr Michaela Jarešová



Prof Louis Hardan



Dr Hossam Kamel



Dr Uwe Blunck



Dr Agne Malisauskienė



Dr Maciej Żarow



Dr Sanja Štefančić



Dr Maarten de Beer



Dr Dennis Köhrer



Dr Luis Carlos Garza



Dr Kreena Patel



Dr Ajay Juneja



Dr Hassan Hikmat



Dr Basel Kharbot



Prof Angelo Putignano



Dr Ahmed Tadfi



Prof Philippe Sleiman



Dr Carlo Massimo Saratti



Dr José Manuel Reuss



Dr Laurence Masters

Equipa Kerr Iberia

Carlos López

Regional Sales Leader Kerr Iberia

Tel. +34 629446950

carlos.lopez@envistaco.com

Anabela Gens

KAM Kerr Portugal

Tel. +351 917872528

anabela.gens@envistaco.com

Mercedes Hurtado

Marketing Manager Kerr Iberia

Tel. +34 606965603

mercedes.hurtado@envistaco.com

Eva Olivé

Sales Assistant Kerr Iberia

Tel. +34 932452982 +34 647515443

eva.olive@envistaco.com

Sales Rep Espanha

Ciό Mateu

Telesales

Almería, Cuenca, Palencia, Teruel, Zamora,

Comunidad Valenciana, Murcia

Tel. +34 916258011 +34 697790901

cio.mateu@envistaco.com

Joana Barquín

Cataluña, Baleares, Huesca y Zaragoza

Tel. +34 638928338

joana.barquin@envistaco.com

Juan Carlos Yañez

Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra, La Rioja, Burgos, León

Tel. +34 674649197

juancarlos.yanez@envistaco.com

Gabriel Bassy

Madrid, Castilla La Mancha (excepto Cuenca),

Soria, Segovia, Ávila, Valladolid, Guadalajara

Tel. +34 648036279

gabriel.bassy@envistaco.com

Oscar Rodríguez

Andalucía (excepto Almería), Extremadura, Islas Canarias

Tel. +34 647572937

oscar.rodriguez@envistaco.com

Sales Rep Portugal

Mário Andrade

Norte de Portugal, Madeira e Açores

Tel. +351 910536917

mario.andrade@envistaco.com

Marta Bastos

Centro e Sul de Portugal

Tel. +351 913340621

marta.bastos@envistaco.com



@kerrdentalspain



Kerr Dental Spain



Kerr Dental Spain



@kerrdentalportugal



Kerr Dental Portugal



Kerr Dental Portugal

DH Dental Iberia SL |
Valgrande, 8, Edif. Thanworth II | 28108 Alcobendas | España |

+34 932452982 | www.kerrdental.com

MKT-26-0875 Rev 0 Kerr Dental

Kerr™